



ФОРМ-КАРТА ЗУБОВ

UNICRYL+

4-х слойные хроматические акриловые зубы

Four chromatic layers, the most natural teeth

ВЕРХНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ

ОВАЛЬНЫЕ

025

A 9.6
B 8.0
C 41.7




098

A 11.3
B 8.9
C 47.5



099

A 12.5
B 9.7
C 51.4



ТРЕУГОЛЬНЫЕ

T36

A 9.9
B 7.9
C 42.9




T56

A 9.7
B 8.2
C 43.9




T66

A 10.0
B 8.0
C 42.9



T76

A 10.2
B 8.1
C 44.8




T77

A 10.3
B 8.5
C 45.3



T88

A 10.5
B 8.6
C 46.1



НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ



L3

A 8.0
B 5.1
C 33.1



L5

A 9.3
B 5.7
C 35.9



L7

A 8.4
B 5.4
C 35.3





L13

A 8.6
B 5.6
C 36.2



L14

A 10.6
B 6.1
C 41.4



БОКОВЫЕ ЗУБЫ

11S

A 29.5
C 8.1

B 31.3
D 7.1



13S

A 30.4
C 8.5


B 33.4
D 7.3



41C

A 29.2
C 8.8

B 31.0
D 8.3



45C

A 34.5
C 9.4

B 35.9
D 8.4



ТАБЛИЦА КОМБИНИРОВАНИЯ



ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ

верхние / нижние

098	L13	45C
099	L14	45C
T66	L7	41C
T36	L7	41C-11S
T56	L5	41C
T76	L5	41C-11S
025	L3	41C-11S
T77	L5	13S
T88	L13	13S

Форма 025/L5



Форма 11S



Возможные цвета

18 цветов по шкале Vita
 (16 цветов A-D, 2 цвета Bleach)

ПРОИЗВЕДЕНО UNIDENT TRADE USA ДЛЯ ЗАО «ЮНИДЕНТ»

119571, Москва, Ленинский пр-т, 156

Тел. +7(495)434-4601

www.unident.ru

Регистрационное удостоверение МЗ РФ

Сертификат РФ