

Предлагаем высший стандарт экспресс-обслуживания...

OraQuick
ADVANCE[®]
Быстрый тест на антитела к ВИЧ-1/2



Важно!

ПОСЛЕДНЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ
АНАЛИЗ ОКОЛОДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ НА ВИЧ-1 И ВИЧ-2

Новинка тестирования на ВИЧ:

OraQuick ADVANCE[®]
экспресс-тест на антитела к ВИЧ-1/2

Результаты. Здесь. Сейчас.



Важно! ВЫСШИЙ СТАНДАРТ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ

OraQuick Advance® Экспресс-тест на антитела к ВИЧ-1/2

Быстрота и удобство орального мазка

- Простая двухэтапная процедура
- Безболезненная процедура
- Надежен при температуре до 37,2°С
- Неинвазивен, сводит к минимуму риск заражения
- Экономичен, не требует использования препаратов крови



ТЕСТ ORAQUICK ADVANCE



OraQuick Advance®

Последнее достижение в области тестирования на ВИЧ



Полнота и точность результатов

- Достоверность свыше 99%
- Занимает всего 20 минут
- Единственный разрешенный в США экспресс-тест
 - ✓ на ВИЧ-1 и ВИЧ-2
 - ✓ для анализа околодесневой жидкости,
 - ✓ цельной крови, взятой из пальца,
 - ✓ цельной крови, взятой из вены,
 - ✓ плазмы крови (гемолимфы)

OraQuick
ADVANCE®

Быстрый тест на антитела к ВИЧ-1/2

Результаты. Здесь. Сейчас.

OraQuick Advance®

Важно!

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ-1/2: ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Достоверность показаний экспресс-теста OraQuick Advance® на антитела к ВИЧ-1/2 составляет более 99%

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДАННЫЕ	РЕАКТИВНОСТЬ	
	СПЕЦИФИЧНОСТЬ	
ВИЧ-1	100.0%	—
ОКОЛОДЕСНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ	99.3 %	99.8 %
ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА	99.6 %	100.0 %
ПЛАЗМА КРОВИ	99.6 %	99.9 %

ВИЧ-2 (На основе > 800 заготовленных образцов сыворотки и плазмы. Кроме того, производились анализы FSIB и OF проб, взятых у трех пациентов, инфицированных ВИЧ-2.

Данные о реактивности и специфичности не приводятся во вкладыше набора для анализа цельной крови, взятой из вены.



ТЕСТ ORAQUICK ADVANCE

Экспресс-тест OraQuick Advance® на антитела к ВИЧ-1/2 дает положительные результаты, прогностически достоверные на 100%

ОЦЕНОЧНАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (%)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ %	ORAQUICK® (кровь)	REVEAL (сыворотка)	UNI-GOLD (blood)	ОДНОРАЗОВЫЙ ИФА	SUDS (сыворотка)
10	100	92	97	98	96
5	100	85	95	96	91
2	100	69	87	91	80
1	100	53	77	83	67
0.5	100	36	63	71	50
0.3	100	25	50	60	38
0.1	100	10	25	33	18

Источник: «Rapid HIV Antibody Testing During Labor and Delivery for Women of Unknown HIV Status, A Practical Guide and Model Protocol», CDC, 2004

* На основе точечной оценки специфичности сводной базы данных, использовавшихся Федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в процессе утверждения теста. На практике специфичность и фактические результаты предпроизводственной проверки могут отличаться от приведенных оценочных значений.

OraQuick
ADVANCE

Быстрый тест на антитела к ВИЧ-1/2

Результаты. Здесь. Сейчас.

ORAQUICK ADVANCE®



Важно!

РЕЗУЛЬТАТЫ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Экспресс-тест
OraQuick Advance®
на антитела к ВИЧ-1/2:
простая процедура

Отбор пробы

Околодесневая жидкость
Возьмите один мазок
с наружной стороны
верхней и нижней десны



Кровь из вены
Окуните петлю
для отбора пробы
в пробирку



Плазма крови
Окуните петлю
для отбора пробы
в пробирку



Кровь из пальца
Прикоснитесь петлей
для отбора пробы
к капле крови,
взятой из пальца



Смешивание

Перемешайте
пробу во флаконе
с проявляющим
раствором



Анализ

Вставьте устройство во
флакон и снимите показания
по прошествии 20 минут

ТЕСТ ORAQUICK ADVANCE



Считывание показаний экспресс-теста OraQuick Advance® на антитела к ВИЧ-1/2



Пример отрицательного результата

- Линия появляется только в контрольной зоне (С).
- Линия **не** появляется в зоне индикации (Т).
- Такой результат анализа ОТРИЦАТЕЛЕН: антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 отсутствуют.



Пример положительного результата

- Линии появляются в **обеих** зонах, в контрольной зоне (С) и в зоне индикации (Т).
- Такой результат анализа на наличие антител к ВИЧ-1 и (или) ВИЧ-2 считается ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ.

OraQuick
ADVANCE®
Быстрый тест на антитела к ВИЧ-1/2
Результаты. Здесь. Сейчас.

Важно!

ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО

В прошлом году примерно 759 тыс. человек не забрали результаты своих анализов на ВИЧ. В этом году ожидается увеличение числа инфицированных на 40 тыс. человек¹.



- Считается, что в США порядка 1 млн. инфицированных ВИЧ, но примерно 280 тыс. носителей этого вируса не знают о своем состоянии.
- В этом году ожидается увеличение числа инфицированных на 40 тыс. человек.
- В среднем 35% пациентов, инфицированных ВИЧ, не возвращаются за результатами анализа.

Теперь экспресс-тест OraQuick Advance® позволяет получить результат анализа и консультацию за одно посещение клиники.

Самое передовое решение общественной проблемы

- Надежные результаты всего за 20 минут
- Достоверность показаний больше 99%
- Простота отбора проб околодесневой жидкости
- Результаты экспресс-теста на ВИЧ-1 и ВИЧ-2 позволяют точно определить состояние всех пациентов, подвергающихся риску заражения ВИЧ



ТЕСТ ORAQUICK ADVANCE

90% пациентов, участвовавших в опросах, предпочитают экспресс-тестирование с получением результатов в тот же день - консультирующий и выполняющий анализы персонал демонстрирует безошибочное владение навыками тестирования.^{2,3}



- 1038 из 1148 респондентов в 24 клиниках, тюрьмах и других участвовавших в опросах учреждениях Юты, штата Нью-Йорк и Висконсина решительно высказываются в пользу анализа с получением результатов в тот же день, а не в пользу обычного лабораторного анализа (EIA).
- В ходе последующего 12-недельного наблюдения консультирующий персонал демонстрировал безошибочное владение навыками экспресс-тестирования.
- Экспресс-тестирование позволило увеличить на 30—70% общее число проходящих анализы на ВИЧ пацентов из популяций, подвергающихся повышенному риску заражения.

Экспресс-тест OraQuick Advance® позволит увеличить число проходящих анализы пациентов, подвергающихся повышенному риску заражения.

Метод тестирования, предпочитаемый пациентами и медицинским персоналом

- Простая двухэтапная процедура отбора пробы околодесневой жидкости
- Переносной набор, не требующий использования лабораторного оборудования
- Легко считываемые показания
- Встроенный процедурный контроль, сводящий к минимуму вероятность ошибки оператора
- Повышенная допустимость температуры пробы (до 32,7°C)

OraQuick
ADVANCE
Быстрый тест на антитела к ВИЧ-1/2

Результаты. Здесь. Сейчас.

Важно!

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Как показали недавние исследования, проведенные в венерологической клинике, в центре консультаций, анализов и направлений (CTR) и в общественных банях, новый метод экспресс-тестирования обеспечивает 100-процентное выявление пациентов, инфицированных ВИЧ.⁴



- С 1 сентября 2003 г. по 31 сентября 2004 г. в клинике STD в Денвере производились 5955 экспресс-тестов.
- До начала экспресс-тестирования лишь 66% инфицированных пациентов получали положительные результаты.
- В ходе экспресс-тестирования, однако, обеспечивалось 100-процентное выявление инфицированных пациентов.

Настало время для экспресс-теста OraQuick Advance[®], потому что получение результатов анализа на ВИЧ-1/2 откладывать нельзя.

**Высший стандарт обслуживания,
быстрое получение результатов**

- Надежные результаты всего за 20 минут
- Результаты экспресс-теста на ВИЧ-1 и ВИЧ-2 позволяют точно определить, инфицирован ли этим вирусом ваш пациент
- Достоверность свыше 99%
- Беспрецедентная универсальность тестирования
 - ✓ околодесневой жидкости
 - ✓ плазмы крови
 - ✓ цельной крови из пальца



ТЕСТ ORAQUICK ADVANCE

Провериться методом экспресс-тестирования пожелали на 30% больше пациентов, подвергшихся повышенному риску заражения ВИЧ, что позволило быстрее направлять инфицированных пациентов к медицинским специалистам⁵



- На протяжении 12 недель в 10 учреждениях был произведен 471 экспресс-тест OraQuick®.
- По сравнению с тем же периодом времени в 2002 г. наблюдалось увеличение на 30% общего числа анализов на ВИЧ и резкое увеличение числа тестируемых среди пациентов, подвергающихся повышенному риску заражения: на 85% в категории мужчин, вступающих в половые сношения с мужчинами (MSM), на 42% в категории лиц, вводящих внутривенно наркотические препараты (IDU) и на 96% среди лиц, страдающих венерическими заболеваниями.

⁵ Результаты клинических исследований с отбором проб цельной крови из пальца. См. подробную информацию во вкладыше набора

Теперь тест OraQuick Advance® позволяет быстро получать данные, по точности не уступающие результатам лабораторного анализа, максимально повышая эффективность тестирования на ВИЧ и диагностики пациентов, подвергающихся повышенному риску.

Благодаря тесту OraQuick Advance®

- гарантируется достоверность результатов; реактивность - 99,6%, специфичность - 100%*
- 100-процентная прогностическая достоверность положительных показаний предотвращает получение ложных положительных результатов
- Качество экспресс-тестирования не уступает качеству традиционных лабораторных анализов

OraQuick
ADVANCE
Быстрый тест на антитела к ВИЧ-1/2

Результаты. Здесь. Сейчас.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ OraQuick ADVANCE® НА АНТИТЕЛА К ВИЧ-1/2

Просто, быстро, удобно!

- Единственный разрешенный в США экспресс-тест на ВИЧ-1 и ВИЧ-2 для анализа:
 - ✓ околоротовой жидкости
 - ✓ цельной крови, взятой из пальца
 - ✓ цельной крови, взятой из вены
 - ✓ плазмы крови
- Надежные результаты всего за 20 минут
- Достоверность свыше 99%



Результаты. Здесь. Сейчас.

Чтобы заказать набор OraQuick ADVANCE®, обратитесь к местному торговому представителю компании OraSure

- #1001-0140 - набор экспресс-тестов OraQuick Advance на антитела ВИЧ-1/2 (25 тестов)
- #1001-0139 - набор экспресс-тестов OraQuick Advance на антитела ВИЧ-1/2 (100 тестов)
- #1001-0141 - контрольные образцы для экспресс-тестов OraQuick Advance на антитела ВИЧ-1/2 (100 тестов)

Подробную информацию и инструкции по надлежащему использованию экспресс-теста OraQuick ADVANCE® на антитела ВИЧ-1/2 см. во вкладыше набора.



UNIDENT Москва
119571, Россия, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 156
Тел.: +7 (495) 434-46-01,
факс: +7 (495) 434-10-20
E-mail: unident@unident.net
www.unident.ru



UNIDENT Поволжье
443020, г. Самара,
ул. Радоужская, д. 9
Тел./факс: +7 (846) 979-86-00,
979-86-01
E-mail: unidentvolga@yandex.ru,
unident-samara@yandex.ru

ООО «Рокада Мед-1»
420107, г. Казань,
ул. Петербургская, д. 26
(843) 570-68-86,
Москва (499) 140-70-03, 140-62-88
Ульяновск (8422) 44-03-64, 44-03-81
Чебоксары (8352) 226-110
Н. Новгород (831) 416-79-66, 416-79-65
Набережные Челны
(8552) 38-46-55, 38-47-88
www.rocadamed.ru



Чикагский центр
современной стоматологии
г. Москва, ул. Краснопролетарская,
д. 16, корп. 3, подъезд 8, офис 9
Тел.: +7 (495) 988-76-52,
факс: +7 (495) 785-94-47
E-mail: info@chicagocentre.com
www.chicagocentre.com

ООО «Доктор Максимум»
355000, г. Ставрополь,
ул. Чкалова, д. 17,
тел/факс: (8652) 333-085
ООО «Дента-Гранд»
350040, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Травяная, 4/1
Тел.: (861) 234-36-41, 231-48-93,
Тел./факс: (861) 231-46-48
ООО «Статус-Дон»
344038, 344038, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ленина, д. 44/6, оф. 1;
г. Краснодар
Тел.: (863) 245-30-59
факс: 245-37-07

©2004, 2008 OraSure Technologies, Inc.

Поданы заявки на патенты США и различные международные патенты
OraQuick ADVANCE® — зарегистрированный товарный знак компании OraSure Technologies, Inc.

¹CDC, 1998; ²CDC, 2004; ³NY Dept. of Health Conference Abstract, 2004; ⁴Brandy Feuss, BSN, Denver Public Health, 2004; ⁵NYS Dept. of Health, CDC, 2004