

Стоматологические установки





Удовольствие за работой - это наша заслуга

AL 398 SN

■ **Блок врача** на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микро-мотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

■ **Кресло пациента** электромеханическое с функцией памяти на 4 положения

■ **Гидроблок** оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, керамической плевательницей

■ **Держатель монитора**

■ **Стул врача и стул ассистента**

■ **Коммуникационный блок**

■ **Светильник**



AL 398 HG

■ **Блок врача** на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микро-мотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

■ **Кресло пациента** электромеханическое с функцией памяти на 4 положения

■ **Гидроблок** оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, керамической поворотной плевательницей

■ **Держатель монитора**

■ **Стул врача и стул ассистента**

■ **Коммуникационный блок**

■ **Светильник**



AL 398 HA

■ **Блок врача** на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микро-мотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

■ **Кресло пациента** электромеханическое с функцией памяти на 4 положения

■ **Гидроблок** оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, керамической поворотной плевательницей

■ **Держатель монитора**

■ **Стул врача и стул ассистента**

■ **Коммуникационный блок**

■ **Светильник**



AL 398 AA

■ **Блок врача** на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микро-мотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

■ **Кресло пациента** электромеханическое с функцией памяти на 2 положения

■ **Гидроблок** оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, керамической поворотной плевательницей

■ **Держатель монитора**

■ **Стул врача и стул ассистента**

■ **Коммуникационный блок**

■ **Светильник**





**Эксклюзивный дистрибьютор
стоматологических установок
AOL в России**

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
+7 (495) 434-46-01 | fax +7 (495) 434-10-20
Горячая линия для клиентов +7 (965) 310-38-20
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

ЮНИДЕНТ-Поволжье,
г. Самара, ул. Радонежская, 9
Тел.: +7(846) 979-86-00
office@unident-volga.ru

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, цвета, цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время. Обращайтесь за новейшей информацией к менеджерам компании Unident. Любые функции/элементы комплектации, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации, если особо не оговорено иное. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.



www.unident.ru