

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ





AL 398 FA

Блок врача на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микромотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

- **Кресло пациента** электромеханическое с функцией памяти на 3 положения
- **Гидроблок** оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, керамической плевательницей.
- **Держатель монитора (опция)**
- **Стул врача и стул ассистента**
- **Коммуникационный блок**
- **Светильник**



↑↓ **ВЕРХНЯЯ ИЛИ НИЖНЯЯ ПОДАЧА ИНСТРУМЕНТОВ**

AL 398 SE

Блок врача на 6 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микромотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

- **Кресло пациента** электромеханическое с функцией памяти на 2 положения
- **Гидроблок** оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, стеклянной плевательницей.
- **Держатель монитора**
- **Стул врача и стул ассистента**
- **Коммуникационный блок**
- **Светильник**



↑↓ **ВЕРХНЯЯ ИЛИ НИЖНЯЯ ПОДАЧА ИНСТРУМЕНТОВ**

AL 398 BB



Блок врача на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микромотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

Кресло пациента электромеханическое с функцией памяти на 2 положения

Гидроблок оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, стеклянной плевательницей.

Держатель монитора

Стул врача и стул ассистента

Коммуникационный блок

Светильник



↑↓
**ВЕРХНЯЯ ИЛИ НИЖНЯЯ
ПОДАЧА ИНСТРУМЕНТОВ**

AL 398 AA

Блок врача на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микромотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

Кресло пациента электромеханическое с функцией памяти на 2 положения

Гидроблок оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, керамической поворотной плевательницей

Держатель монитора

Стул врача и стул ассистента

Коммуникационный блок

Светильник



↑↓
**ВЕРХНЯЯ ИЛИ НИЖНЯЯ
ПОДАЧА ИНСТРУМЕНТОВ**

Стул ассистента

Стул врача

Стул врача имеет пластиковое основание, пять колесиков, комфортные мягкие сиденье и спинку. Регулируется высота сиденья и наклон спинки. Цвет обивки идентичен цвету обивки кресла пациента заказываемой вами установки. Также вы можете приобрести стул отдельно, подобрав необходимый вам цвет обивки под заказ или же из имеющейся на нашем складе.



Стул ассистента имеет пластиковое основание, пять колесиков, комфортные мягкие сиденье и спинку. Регулируется высота сиденья. Цвет обивки идентичен цвету обивки кресла пациента заказываемой вами установки и стула врача. Также вы можете приобрести стул отдельно, подобрав необходимый вам цвет обивки под заказ или же из имеющейся на нашем складе.



**ВЕРХНЯЯ ИЛИ НИЖНЯЯ
ПОДАЧА ИНСТРУМЕНТОВ**

- **Блок врача** на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, модулем для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой, модулем для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модулем для подключения пневматического микромотора, модулем для подключения пятого инструмента, негатоскопом, панелью управления всеми функциями кресла, подносом для инструментов в комплектации с верхней подачей, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении.

- **Кресло пациента** электромеханическое с функцией памяти на 4 положения

- **Гидроблок** оснащен системами автономной подачи воды на инструменты, бойлером для подогрева воды, керамической поворотной плевательницей

Держатель монитора

- Стул врача и стул ассистента

- Коммуникационный блок

- Светильник

AL 398 HG

MEDIMPORT

ООО "Медимпорт"
эксклюзивный дистрибьютор
продукции FOSHAN ANLE в России.
Тел.: +7 (495) 737-15-08
Телефон горячей линии: +7 (965) 434-58-34
E-mail: ormt@medimport.pro