



РОСКОШЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ





SIGER

Компания Siger начала свой путь к вершине в начале 90-х годов. Сегодня компания Siger насчитывает более 200 сотрудников в Китае и в представительствах в Германии и Австралии. За годы своего развития Siger самостоятельно разрабатывала и производила различное стоматологическое оборудование: от наконечника до компрессора. Эта стратегия позволила компании усовершенствовать электронные компоненты и сконструировать уникальные узлы, а также закрепить за собой репутацию производителя оборудования премиум сегмента.

U - Серия

Расцветка обивки **SIGER** для стоматологических установок **U100, U200, U500**.

Доступно для моделей S30, S60, S90 при размещении предварительного заказа.



S - Серия

Расцветка обивки для стоматологических установок **S30, S60, S90**.

Доступно для моделей U100, U200, U500 при размещении предварительного заказа.



U 100



NIKKER



Блок врача

Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
 Рассчитан на 5 инструментов
 Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
 Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
 Модуль для подключения пневматического микромотора
 Модуль для подключения пятого инструмента
 Негатоскоп
 Мембранная панель управления всеми функциями установки
 Вращающийся поднос для инструментов
 Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении



Кресло пациента

Анатомической формы с бесшовной обивкой
 Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
 Система аварийной остановки движения кресла
 Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
 Левый и правый подлокотники



Гидроблок

Поворотный, совмещенный с креслом пациента
 Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
 Автономная подача воды на инструменты
 Система дезинфекции шлангов
 Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
 Бойлер для подогрева воды
 Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница
 Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами



Блок ассистента

Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
 Пистолет вода/воздух
 Дополнительное место для установки 4-го инструмента
 Мембранная панель управления движением кресла (возврат кресла в нулевое положение, или положение «сплевывания»)
 Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
 Функция подогрева воды в стакане пациента
 Вкл./выкл. светильника



Также в комплекте

Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
 Стул врача
 Стул ассистента



Опции


Светильник Siger LED, 33 000 люкс
 Светильник Faro EDI(Италия)
 Встраиваемый скалер
 Электрический мотор
 Монитор
 Держатель монитора
 Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
 Улучшенная обивка
 Коммуникационный бокс

U 200

базовая комплектация



SIGER



Блок врача

Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов

Рассчитан на 5 инструментов

Пистолет вода/воздух

Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой

Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest

Модуль для подключения пневматического микромотора

Модуль для подключения пятого инструмента

Негатоскоп

Мембранная панель управления всеми функциями установки

Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)

Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении



Кресло пациента

Анатомической формы с бесшовной обивкой

Электрохимическое с функцией памяти на 5 положений

Система аварийной остановки движения кресла

Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема

Левый и правый подлокотники



Гидроблок

Совмещен с креслом пациента

Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы

Автономная подача воды на инструменты

Система дезинфекции шлангов

Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата

Бойлер для подогрева воды

Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница

Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами



Блок ассистента

Пылесос и слюноотсос эжекторного типа

Пистолет вода/воздух

Дополнительное место для установки 4-го инструмента

Мембранная панель управления движениями кресла

Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы

Функция подогрева воды в стакане пациента

Вкл./выкл. светильника



Также в комплекте

Светильник Siger LED, 33000 люкс

Держатель монитора

Стул врача

Стул ассистента



Опции

Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс

Светильник Faro EDI(Италия)

Встраиваемый скалер

Электрический мотор

Монитор

Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani

Улучшенная обивка


Коммуникационный бокс



U 200



SIGER



Блок врача

Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антисасывания для турбинных шлангов
Модуль для подключения пневматического микромотора
Модуль для подключения пятого инструмента
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента

Анатомической формы с бесшовной обивкой
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Левый и правый подлокотники

Гидроблок

Совмещен с креслом пациента
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами

Блок ассистента

Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте

Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции

Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Встраиваемый скалер
Электрический мотор
Монитор
Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
Улучшенная обивка
Коммуникационный бокс

U 500



STICKER



Блок врача

Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
 Поворотный (на 180°), адаптируемый для работы с правой либо с левой стороны кресла
 Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
 Рассчитан на 5 инструментов
 Пистолет вода/воздух
 Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
 Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
 Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
 Модуль для подключения пневматического микромотора
 Модуль для подключения пятого инструмента
 Негатоскоп
 Сенсорная панель управления всеми функциями установки
 Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
 Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента

Анатомической формы с бесшовной обивкой
 Гидравлическое с функцией памяти на 5 положений
 Система аварийной остановки движения кресла
 Комплектуется моторами Linak (Дания)
 Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
 Левый и правый подлокотники

Гидроблок

Поворотный (на 180°)
 Совмещен с креслом пациента
 Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
 Автономная подача воды на инструменты
 Система дезинфекции шлангов
 Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
 Бойлер для подогрева воды
 Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница
 Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами

Блок ассистента

Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
 Пистолет вода/воздух
 Дополнительное место для установки 4-го инструмента
 Сенсорная панель управления движениями кресла
 Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
 Функция подогрева воды в стакане пациента
 Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте

Светильник Siger LED, 33000 люкс
 Держатель монитора
 Стул врача
 Стул ассистента

Опции

Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
 Светильник Faro EDI(Италия)
 Встраиваемый скалер
 Электрический мотор
 Монитор
 Электромеханическое кресло
 Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
 Улучшенная обивка
 Коммуникационный бокс

S 30



STICKER



Блок врача

Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Встроенный пьезоэлектрический скалер
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антисасывания для турбинных шлангов
Модуль для подключения пневматического микромотора
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента

Анатомической формы с бесшовной обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 6 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США)
Левый и правый подлокотник

Гидроблок

Стационарный с креплением к полу
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
Выдвижной блок автономной подачи воды

Блок ассистента

Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
Пылесос и слюноотсос
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте

Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции

Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Электрический мотор
Монитор
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс

S 60



ZIGER



Блок врача

Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Встроенный пьезоэлектрический скалер
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антисасывания для турбинных шлангов
Модуль для подключения пневматического микромотора
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента

Анатомической формы с бесшовной обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 6 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США)
Левый и правый подлокотник

Гидроблок

Стационарный с креплением к полу
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
Выдвижной блок автономной подачи воды

Блок ассистента

Крепление на пантографическом плече
Встроенная система для подключения вакуумной помпы (Cattani)
Пылесос и слюноотсос
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте


Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)
Стул врача
Стул ассистента

Опции

Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Электрический мотор
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс

S 90





Блок врача

Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Встроенный пьезоэлектрический скалер
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антисасывания для турбинных шлангов
Модуль с электрическим микромотором MC2, Bien Air (Швейцария)
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
LCD-дисплей с функцией индивидуальной настройки параметров инструментов для 3-х специалистов, регулировки интенсивности света фиброоптики
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента

Анатомической формы с бесшовной обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 6 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США)
Левый и правый подлокотник

Гидроблок

Стационарный с креплением к полу
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
Выдвижной блок автономной подачи воды

Блок ассистента

Крепление на пантографическом плече
Встроенная система для подключения вакуумной помпы (Cattani)
Пылесос и слюноотсос
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте

Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)
Стул врача
Стул ассистента

Опции

Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс

Сравнительная таблица

Технические характеристики и оборудование	U100	U200 (базовая)	U200	U500	S30	S60	S90
Блок врача							
Негатоскоп	●	●	●	●	●	●	●
4-хканальный шланг стандарта midwest (1 шт.)	●	●	●	●	●	●	●
Блок и шланг с фиброоптикой стандарта midwest (1 шт.)	●	●	●	●	●	●	●
Пистолет вода/ воздух	●	●	●	●	●	●	●
Модуль для подключения пневматического микромотора	●	●	●	●	●	●	○
Модуль для подключения 5-го инструмента	●	●	●	●	●	●	●
Встроенный пьезоэлектрический скалер	○	○	○	○	●	●	●
Электромотор MC2, Bien Air (Швейцария)	○	○	○	○	○	○	●
Система антисасывания для турбинных наконечников	—	—	●	●	●	●	●
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного	—	—	●	●	●	●	●
Манометр рабочего давления	●	●	●	●	●	●	●
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с нижней подачей	●	—	—	●	—	—	—
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с верхней подачей	●	●	●	●	●	●	●
Силиконовая автоклавируемая накладка под инструменты (на блоке с верхней подачей инструментов)	●	●	●	●	●	●	●
Графический ЖК-дисплей на блоке врача	—	—	—	—	—	—	●
Пневматический кнопочный фиксатор блока врача в рабочем положении	●	●	●	●	●	●	○
Пневматический сенсорный фиксатор блока врача в рабочем положении	—	—	—	—	—	—	●
Программирование индивидуальных параметров для 3-х специалистов	—	—	—	—	—	—	●
Мембранная панель управления	●	●	—	—	—	—	—
Сенсорная панель управления	—	—	●	●	●	●	●
Блок врача, адаптируемый для работы с левой и с правой стороны (разворот пантографического плеча на 180°)	—	—	—	●	—	—	—
Блок ассистента							
Пистолет вода/ воздух	●	●	●	●	●	●	●
Крепление на пантографическом плече	—	—	—	—	—	●	●
Система аспирации эжекторного типа	●	●	●	●	○	○	○
Встроенная система для подключения вакуумной помпы (Cattani)	○	○	○	○	●	●	●
Мембранная панель управления	●	●	—	—	—	—	—
Сенсорная панель управления	—	—	●	●	●	●	●
Кресло							
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений	●	●	●	○	●	●	●
Гидравлическое с функцией памяти на 5 положений	—	—	—	●	—	—	—
Система аварийной остановки движения кресла при столкновении с препятствием	●	●	●	●	●	●	●
Артикуляционный подголовник (взрослый и детский прием)	●	●	●	●	●	●	●
Комплектация моторами Linak (Дания)	○	○	○	●	●	●	●
Комплект подлокотников (левый и правый)	●	●	●	●	●	●	●
Синхронное движение спинки кресла и сиденья	—	—	—	●	●	●	●
Итальянская обивка	○	○	○	○	●	●	●
Гидроблок							
Совмещенный с креслом пациента	—	●	●	—	—	—	—
Совмещенный с креслом пациента, поворотный	●	—	—	●	—	—	—
Напольный	—	—	—	—	●	●	●
Система автоматического наполнения водой стакана и омыва плевательницы	●	●	●	●	●	●	●
Бойлер для подогрева воды	●	●	●	●	●	●	●
Автономная подача воды на инструменты	●	●	●	●	●	●	●
Система дезинфекции инструментов и шлангов	●	●	●	●	●	●	●
Многофункциональная педаль управления	●	●	●	●	●	●	●
Керамическая поворотная съемная плевательница с возможностью автоклавирования	●	●	●	●	—	—	—
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла	—	—	—	—	●	●	●
Светильник							
Бестеновой, галогенный, 10 000 - 28 000 люкс	●	○	○	○	○	○	○
Бестеновой, светодиодный, 33 000 люкс	○	●	●	●	●	●	●
Прочее							
Держатель монитора	○	●	●	●	●	●	●
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)	○	○	○	○	○	●	●
Стул врача и стул ассистента	●	●	●	●	●	●	●
Итальянская обивка на стул врача и стул ассистента	○	○	○	○	●	●	●
Коммуникационный бокс	○	○	○	○	○	○	○

- Входит в комплектацию
- Дополнительная опция
- Не входит в комплектацию

Официальные дилеры Siger

Архангельск	ЗАО «Инмед»	mail@inmedzao.ru	(8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02
Астрахань	ООО «Кутум»	kutum77@yandex.ru	(8512) 52-54-08, 52-54-09, 52-54-10
Барнаул	ООО «Сибирская стоматологическая компания»	sibstomcom@yandex.ru	(3852) 200-781, 200-782, 200-783
Барнаул	ООО «Ай Си-Дент»	adent@list.ru	(3852) 43-77-44
Владивосток	ООО «Денталь Плюс»	dentalplus-vl@yandex.ru	(4232) 41-80-94, 41-85-10, 43-52-27
Владивосток	ООО «Стоммаркет»	info@stommarket.com	(4232) 40-44-84, 40-68-90
Волгоград	ООО «ДЭМ»	volgdem@mail.ru	(8442) 26-67-26
Волгодонск	ООО «Фаворит – Дент»	Favorit-Dent@Rambler.ru	(8639) 24-11-29
Вологда	ООО «Инжмедсервис»	meds@vologda.ru	(8172) 72-61-39, 72-53-46
Воронеж	ООО «Медтехника и приборы»	mtip@bk.ru	(4732) 61-17-65, 61-17-66
Воронеж	ООО «Медика-Сервис»	medica@mse.vrn.ru	(4732) 53-28-81, 53-24-66
Екатеринбург	ООО «Торговый дом АВЕРОН»	dent@averon.ru	(3432) 33-25-33
Ижевск	ООО «Уральская медицинская компания»	company@denttorg.ru; 999@denttorg.ru	(3412) 72-55-75, 72-30-16, 72-43-25
Иркутск	ООО «ДиВа»	diva-irk@yandex.ru	(3952) 23-27-86, 23-16-75
Иркутск	ООО «Блик-Трейд»	bliktrade@irk.ru	(3952) 33-45-00, 20-09-82
Казань	ООО «Фирма Камед»	kran07@yandex.ru	(8432) 36-64-73, 36-06-91
Калининград	ООО «Медицина»	medicina@edkar.ru	(4012) 46-69-46, 46-75-83
Калининград	ООО «КёнигМед»	s.santana@mail.ru	(4012) 53-41-89
Киров	ООО «Велес Мед»	velesmed@yandex.ru	(8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47
Краснодар	ООО «Дента-Гранд»	dimsan507@mail.ru; denta-grand@mail.ru	(8612) 31-46-48, 31-48-93, 62-62-51
Кемерово	ООО «Стомлюкс»	stomlux@yandex.ru	(3842) 75-63-50, 75-58-95
Махачкала	ООО «Лекарь.Ру»	lekar102@mail.ru	(928) 516-65-26, (919) 443-01-11
Москва	ООО «Гриндент»	greendent@greendent.ru	(495) 500-79-45, 510-79-65
Н. Новгород	ООО «Медфарм»	fitobar@mail.ru	(831) 422-56-15, 422-54-87
Новосибирск	ООО «ЮНА»	nsk.una@ngs.ru	(3832) 27-71-71
Омск	ЗАО «Омдент»	omdent92@bk.ru	(3812) 25-57-39, 94-80-55
Пермь	ИП Сидоров В.А.	dentmasterperm@mail.ru	(3422) 38-36-27
Ростов-на-Дону	ООО «Статус-Дон»	Status_don@mail.ru	(8632) 45-30-59, 45-37-07, 8-905-479-53-33
Самара	ООО «Юнидент-Поволжье»	office@unident-volga.ru	(846) 979-86-00
Санкт-Петербург	ООО «Северная Каролина»	info@carolinaspb.ru	(812) 702-81-12
Санкт-Петербург	ООО «Джи-Ви-эм Транзит»	jvmtranzit@rambler.ru	(812) 454-11-57, 454-11-56
Смоленск	ООО «Дента»	denta_smolensk@mail.ru	(4812) 64-9666, 62-82-76
Сочи	ООО «Элитмедсервис»	elitmedservis@rambler.ru	(8622) 53-57-59, 8-918-402-1555
Сургут	ООО РМК «Дентторг»	klimumk@bk.ru	(3462) 21-59-21, 21-56-53
Тамбов	ООО «Тамбовская медицинская компания»	tmk68@mail.ru; uvarova.stom@mail.ru	(4752) 48-90-18, 48-90-14
Улан-Удэ	ООО «Митра»	info@mitra03.ru	(3012) 29-77-00, 29-74-91
Уссурийск	ООО «Медика»	dentus@mail.ru	(4234) 32-98-23, 37-94-66
Челябинск	ООО «Медипарт-Урал»	serrya@mail.ru	(3512) 60-86-65, 32-62-33
Чита	ООО «Ривадент»	nomastom@mail.ru	(3022) 20-20-30, 20-20-10, 36-03-60
Южно-Сахалинск	ООО «Сахмедсервис»	sakhmeds@yandex.ru	(4242) 43-40-98, 42-52-19, 42-57-33
Якутск	ООО «Сахамедсервис»	sakhamed@mail.ru; dactah@mail.ru	(4112) 43-79-25, 43-65-44, 43-76-72



UNIDENT

**Эксклюзивный дистрибьютор
SIGER в России**

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
+7 (495) 434-46-01 | fax +7 (495) 434-10-20

Горячая линия для клиентов +7 (965) 310-38-20
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

ЮНИДЕНТ-Поволжье, г. Самара, ул. Радонежская, 9
Тел.: +7(846) 979-86-00
office@unident-volga.ru