



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

P5D

ДЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТ

90 €

8 469 P

Коническое
соединение

Классический универсальный имплант с функцией переключения платформ и коническим соединением. Имплант с гибридным дизайном предназначен для любого типа кости. Подходит для хирургических протоколов с немедленной нагрузкой и одномоментной имплантацией, обеспечивает высокую первичную стабилизацию.

Ø3.5mm	Ø3.75mm	Ø4.2mm	Ø4.5mm	Ø5.0mm	Ø6.0mm
-	-	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
-	-	18 mm	-	-	-
-	-	20 mm	-	-	-
-	-	22 mm	-	-	-

P1D

ДЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТ

80 €

7 528 P

Коническое
соединение

Классический имплант с дополнительной резьбой на шейке, а также с функцией переключения платформ и коническим соединением. Оптимальное применение для плотного типа кости D1, D2. Подходит для хирургических протоколов с немедленной нагрузкой и одномоментной имплантацией, обеспечивает высокую первичную стабилизацию.

Ø3.5mm	Ø3.75mm	Ø4.2mm	Ø5.0mm
-	-	6 mm	6 mm
8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

P7D

ДЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТ

80 €

7 528 P


Коническое
соединение

Самонарезной имплант с агрессивной резьбой, функцией переключения платформ и коническим соединением. Подходит для хирургических протоколов с немедленной нагрузкой и одномоментной имплантацией, обеспечивает высокую первичную стабилизацию в рыхлом типе кости D3, D4.

Ø3.5mm	Ø3.75mm	Ø4.2mm	Ø4.5mm	Ø5.0mm	Ø6.0mm
-	-	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ //

Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
HAD Титановый формирователь десны	2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm	Подходит для всех диаметров имплантов
HWD Широкий титановый формирователь десны	3 mm 5 mm	широкий 5,8 mm Подходит для всех диаметров имплантов
HW7D Широкий титановый формирователь десны	3 mm 5 mm	широкий 7,0 mm Подходит для всех диаметров имплантов
HW8D Широкий титановый формирователь десны	3 mm 5 mm	широкий 8,0 mm Подходит для всех диаметров имплантов
HND Узкий титановый формирователь десны	2 mm 3 mm 4 mm	Подходит для всех диаметров имплантов
H Титановый формирователь десны	1 mm	Подходит для всех диаметров имплантов



ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ
ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
T1D Трансфер	15 mm	-
T5D Трансфер	11 mm	КОРОТКИЙ
T4D Трансфер	15 mm	УЗКИЙ
T6D Трансфер	11 mm	УЗКИЙ КОРОТКИЙ
T8D Трансфер	15 mm	УЗКИЙ
TWD Широкий трансфер для открытой оттисковой ложки	Ø 6 mm	ШИРОКИЙ



ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

120 €

11 292 P



Код товара	Дополнительная информация
СКД	угол наклона – 0°
СКД - 15°	угол наклона – 15°
СКД - 25°	угол наклона – 25°
СКД - 35°	угол наклона – 35°
СКД - 45°	угол наклона – 45°

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

18 €

1 694 P



Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
S1PNHD Пластиковый абатмент	11 mm	Два винта в комплекте * :

18 €

1 694 P



S1PND Пластиковый абатмент	11 mm	Два винта в комплекте * :
-------------------------------	-------	---------------------------

26 €

2 447 P



S1PTD Комбинированный абатмент для литья с основанием из титана	11 mm	Два винта в комплекте * : ! Пластик/титан
--	-------	--

26 €

2 447 P



S1PCHD Комбинированный абатмент для литья с основанием из кобальт-хрома с шестигранником	11 mm	Два винта в комплекте * : ! Пластик/кобальт-хром
---	-------	---

26 €

2 447 P



S1PCD Комбинированный абатмент для литья с основанием из кобальт-хрома без шестигранника	11 mm	Два винта в комплекте * : ! Пластик/кобальт-хром
---	-------	---

Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 25 Нсм.

* Золотой винт – клинический, серебряный винт – лабораторный.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация	Доступные размеры	Код товара
КОРОТКИЙ	9 mm	T1D Трансфер
КОРОТКИЙ	9 mm	T7D Трансфер



Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 10 Нсм.

18 €

1 694 P



Дополнительная информация	Доступные размеры	Код товара
P-ТЗ Пластиковый трансфер	1 mm 2 mm 3 mm 4 mm	T3D Абатмент
	1 mm 2 mm 3 mm	T3D, 20° Абатмент



Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 15 Нсм.

35 €

3 294 P



45 €

4 235 P



АНАЛОГ / АНАЛОГ ИМПЛАНТА //

Дополнительная информация	Доступные размеры	Код товара
Аналог	12 mm	A1D

18 €

1 694 P



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ //

25 €
2 353 P



Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
S2D - 15° Угловой абатмент	11 mm	Два винта в комплекте* :

25 €
2 353 P



S2LD - 15° Длинный угловой абатмент	15 mm	Два винта в комплекте* :
---	-------	--------------------------

25 €
2 353 P



S2DS - 15° Узкий угловой абатмент	15 mm	узкий Два винта в комплекте* :
---	-------	--

25 €
2 353 P



S2D - 25° Угловой абатмент	11 mm	Два винта в комплекте* :
--------------------------------------	-------	--------------------------

25 €
2 353 P



S2LD - 25° Длинный угловой абатмент	15 mm	Два винта в комплекте* :
---	-------	--------------------------

25 €
2 353 P



S2DS - 25° Угловой абатмент	15 mm	узкий Два винта в комплекте* :
---------------------------------------	-------	--

50 €
4 705 P



 S2D - 35° Угловой абатмент	13 mm	Два винта в комплекте* :
--	-------	--------------------------

50 €
4 705 P



 S2D - 45° Угловой абатмент	13 mm	Два винта в комплекте* :
--	-------	--------------------------


Товар под заказ – **Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 25 Нсм.**
* Золотой винт - клинический, серебряный винт - лабораторный.

АНАТОМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ //

25 €
2 353 P



Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
S2AD - 15° Анатомический угловой абатмент	1 mm 2 mm 3 mm 4 mm	Два винта в комплекте* :



S2AD - 25° Анатомический угловой абатмент	1 mm 2 mm 3 mm 4 mm	Два винта в комплекте* :
---	------------------------------	--------------------------

Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 25 Нсм.
* Золотой винт – клинический, серебряный винт – лабораторный.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

ВРЕМЕННЫЕ ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация	Доступные размеры	Код товара
Винт в комплекте* : <i>Титан</i>	 15 mm NEW	S15D - T Титановый временный абатмент без шестигранника

25 €
2 353 P



Дополнительная информация	Доступные размеры	Код товара
Винт в комплекте* : <i>Титан</i>	 15 mm NEW	S15D - TH Титановый временный абатмент с шестигранником


25 €
2 353 P




ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация	Доступные размеры	Код товара
Два винта в комплекте* :	5 mm 7 mm 9 mm 12 mm 15 mm	S1D Антиротационный абатмент
Два винта в комплекте* :	1 mm 2 mm 3 mm 4 mm	S1AD Анатомический антиротационный абатмент
Два винта в комплекте* :	7 mm 9 mm	S1ND Узкий антиротационный абатмен
ШИРОКИЙ Два винта в комплекте* :	9 mm 12 mm	S1WD Широкий антиротационный абатмент
ШИРОКИЙ Два винта в комплекте* :	10 mm	S1W8D Широкий антиротационный абатмент

20 €
1 882 P




25 €
2 353 P



20 €
1 882 P



20 €
1 882 P



20 €
1 882 P



Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 25 Нсм.
* Золотой винт – клинический, серебряный винт – лабораторный.



ПРЕМИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Микроструктурированная биологически активная и антибактериальная поверхность имплантов! SBTC – это известный во всем мире тип покрытия для дентальных имплантов, обладающий выдающимися характеристиками в практике дентальной имплантации.

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

9

ЦИРКОНИЕВЫЕ АБАТМЕНТЫ //



– товар под заказ

Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
S1AZTD Циркониевый анатомический абатмент с титановой основой	1 mm 2 mm 3 mm	Винт в комплекте * :
S2AZTD - 15° Циркониевый угловой анатомический абатмент с титановой основой	1 mm 2 mm 3 mm	Винт в комплекте * :
S2AZTD - 25° Циркониевый угловой анатомический абатмент с титановой основой	1 mm 2 mm 3 mm	Винт в комплекте * :

70 €
6 587 P

90 €
8 469 P

90 €
8 469 P



Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта - 25 Нсм.
* Серебряный винт - лабораторный.

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ //



– товар под заказ

Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
S1AD - Peek Полиэфирэфиркетон	1 mm 2 mm 3 mm	Винт в комплекте * :
S2AD - Peek - 15° Полиэфирэфиркетон	1 mm 2 mm 3 mm	Винт в комплекте * :
S2AD - Peek - 25° Полиэфирэфиркетон	1 mm 2 mm 3 mm	Винт в комплекте * :

25 €
2 353 P

35 €
3 294 P

35 €
3 294 P



Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 25 Нсм.
* Серебряный винт - лабораторный.

СИСТЕМА MULTI-UNIT ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ //



– цена по запросу



– товар под заказ

Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
S6D Прямой абатмент	0.5 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm	
S7D - 17° Угловой абатмент	1 mm 2 mm 3 mm	
S7D - 30° Угловой абатмент	1 mm 2 mm 3 mm	

T1 - S6/S7
Трансфер

H - S6/S7
Формирователь
десны

T - S6/S7
Титановая манжета
без шестигранника

A1 - S6/S7
Аналог

PH - S6/S7
Пластиковая
манжета
с шестиграником

P - S6/S7
Пластиковая
манжета без
шестигранника



Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 20 Нсм.



СИСТЕМА THE-ONE MULTI-UNIT //

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

11

Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
42 € 3 952 P	S16DS Прямой абатмент The-One MULTI-UNIT	1 2 3 4 5
65 € 6 117 P	S17DS - 17° Угловой абатмент The-One MULTI-UNIT	1 2 3 4 5
65 € 6 117 P	S17DS - 30° Угловой абатмент The-One MULTI-UNIT	1 2 3 4 5
65 € 6 117 P	S17DS - 45° Угловой абатмент The-One MULTI-UNIT	1 2 3 4 5
€ — цена по запросу	Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 20 Нсм.	!

ШАРОВИДНЫЙ АТТАЧМЕНТ //

Код товара	Доступные размеры	Дополнительная информация
50 € 4 705 P	S3D Шаровидный аттачмент	1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
60 € 5 646 P	S3 - S7D - 17° Шаровидный аттачмент, угловой 17° разборный	1 mm 2 mm 3 mm
60 € 5 646 P	S3 - S7D - 30° Шаровидный аттачмент, угловой 30° разборный	1 mm 2 mm 3 mm
€ — товар под заказ	Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 25 Нсм.	!

€ — цена по запросу	Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 20 Нсм.	!
25 € 2 353 P	Трансфер для открытой оттисковой ложки	T1 - S16S/S17S
23 € 2 184 P	Формирователь десны	H - S16S/S17S
25 € 2 353 P	Аналог	A1 - S16S/S17S
16 € 1 506 P	Титановая манжета/цилиндр без шестигранника	T - S16S/S17S
20 € 1 882 P	Титановая манжета с толстыми стенками без шестигранника	TW - S16S/S17S
14 € 1 317 P	Пластиковая манжета без шестигранника	P - S16S/S17S
14 € 1 317 P	Пластиковая манжета с шестигранником	PH - S16S/S17S

ЛОКАТОРЫ //

Дополнительная информация	Доступные размеры	Код товара
35 € 3 294 P	K4	80 € 7 528 P
35 € 3 294 P	Трансфер T1-S8	S8D Прямой локатор
35 € 3 294 P	Аналог A1-S8	S8D - 15° Угловой локатор
150 € 14 115 P	Magic Tool	120 € 11 292 P
Рекомендуемая максимальная величина крутящего момента затяжки винта – 20 Нсм.	!	

СКОРО В ПРОДАЖЕ

ИНСТРУМЕНТ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ //

Код товара	Дополнительная информация
GS52	Втулка для навигационной хирургии
GSA	Фиксирующая втулка для навигационной хирургии
ACP	Фиксирующий пин для навигационной хирургии
ACS	Фиксирующий винт для навигационной хирургии
DL-2.0	Фреза для фиксирующего пина (хирургический навигационный набор)
TP 4.4 / TP 5.1	Мукотом

СТАНДАРТНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР //

1 K5 - 9



Короткий ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа (имплантовод) для стандартного импланта

7 K8D - 23



Короткий (23 mm) ключ для установки конусного импланта (имплантовод) для углового наконечника

13 K1 - 9



Короткий ключ (9 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

19 K7N



Винт для извлечения абатмента из узкого имплантата P7N

2 K5 - 15



Длинный ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа (имплантовод) для стандартного импланта

8 K8D - 28



Длинный (28 mm) ключ для установки конусного имплантата (имплантовод) для углового наконечника

14 K1 - 15



Длинный ключ (15 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

20 Parallel pin



Пин параллельности

3 K8 - 23



Короткий ключ (23 mm) для установки импланта (имплантовод) для углового наконечника

9 K5N - 9



Ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа для узкого импланта

15 K2 - 9



Короткий (9 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

21 K5 - 0



Ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для стандартного импланта

4 K8 - 28



Длинный ключ (28 mm) для установки импланта (имплантовод) для углового наконечника

10 K5N - 15



Ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа для узкого импланта

16 K2 - 15



Длинный (15 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

22 R8T



Динамометрический ключ

5 K5D - 9



Короткий ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для конического соединения

11 K8N - 23



Короткий ключ (23 mm) для установки узкого импланта P7N (имплантовод) для углового наконечника

17 K9 - 23



Ключ для фиксации винта абатмента под угловой наконечник

23 D9



Ручонка для введения импланта в фронтальной области

6 K5D - 15



Длинный ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для конического соединения

12 K8N - 28



Длинный ключ (28 mm) для установки узкого импланта P7N (имплантовод) для углового наконечника

18 K7



Винт для извлечения абатмента из имплантата

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.



ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

950 €

89 395 P

* Цена за набор.
Для уточнения цены отдельного инструмента, обращайтесь к представителю в вашем регионе.

DR 1.5



Маркирующий бор

DR 2.0



Пилотная фреза

DRCZ 2.5



Фреза (желтая)

DRCZ 2.8



Фреза (красная)

DRCZ 3.2



Фреза (голубая)

DRCZ 3.7



Фреза (зеленая)

DRCZ 4.0



Фреза (черная)

DRCZ 4.5



Фреза (серая)


DRCZ 5.5



Фреза (белая)

// А //

с набором прямых сверл



DR 1.5



Маркирующий бор

DR 2.0



Пилотная фреза

DRCS 2.5



Фреза (желтая)

DRCS 2.8



Фреза (красная)

DRCS 3.2



Фреза (голубая)

DRCS 3.7



Фреза (зеленая)

DRCS 4.0



Фреза (черная)

DRCS 4.5



Фреза (серая)

DRCS 5.5



Фреза (белая)

// В //

с набором спиральных фрез

СТАНДАРТНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР //

1

K5 - 9



Короткий ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа (имплантовод) для стандартного импланта

7

K8D - 23



Короткий (23 mm) ключ для установки конусного импланта (имплантовод) для углового наконечника

13

K1 - 9



Короткий ключ (9 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

19

K7N



Винт для извлечения абатмента из узкого импланта P7N

2

K5 - 15



Длинный ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа (имплантовод) для стандартного импланта

8

K8D - 28



Длинный (28 mm) ключ для установки конусного имплантата (имплантовод) для углового наконечника

14

K1 - 15



Длинный ключ (15 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

20

Parallel pin



Пин параллельности

3

K8 - 23



Короткий ключ (23 mm) для установки импланта (имплантовод) для углового наконечника

9

K5N - 9



Ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа для узкого импланта

15

K2 - 9



Короткий (9 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

21

K5 - 0



Ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для стандартного импланта

4

K8 - 28



Длинный ключ (28 mm) для установки имплантата (имплантовод) для углового наконечника

10

K5N - 15



Ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа для узкого импланта

16

K2 - 15



Длинный (15 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

22

R8T



Динамометрический ключ

5

K5D - 9



Короткий ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для конического соединения

11

K8N - 23



Короткий ключ (23 mm) для установки узкого импланта P7N (имплантовод) для углового наконечника

17

K9 - 23



Ключ для фиксации винта абатмента под угловой наконечник

23

D9



Ручонка для введения импланта в фронтальной области

6

K5D - 15



Длинный ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для конического соединения

12

K8N - 28



Длинный ключ (28 mm) для установки узкого импланта P7N (имплантовод) для углового наконечника

18

K7




Винт для извлечения абатмента из имплантата

SKM-UP ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

1000 €

94 100 P

* Цена за набор.
Для уточнения цены отдельного инструмента, обращайтесь к представителю в вашем регионе.



Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

РАСШИРЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР //

1 K5 - 9



Короткий ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа (имплантовод) для стандартного импланта

8 K8D - 28



Длинный (28 mm) ключ для установки имплантата (имплантовод) для углового наконечника

15 K2 - 9



Короткий (9 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

22 CKD



Примерочный абатмент, 0°, коническое соединение

29 CKN



Примерочный абатмент, 0°, для узкого импланта

2 K5 - 15



Длинный ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа (имплантовод) для стандартного импланта

9 K5N - 9



Ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа для узкого импланта

16 K2 - 15



Длинный (15 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

23 CKD-15°



Примерочный абатмент, 15°, коническое соединение

30 CKN-15°



Примерочный абатмент, 15°, для узкого импланта

3 K8 - 23



Короткий (23 mm) ключ для установки импланта (имплантовод) для углового наконечника

10 K5N - 15



Ключ для установки импланта с помощью реверсионного/динамометрического ключа для узкого импланта

17 K9 - 23



Ключ для фиксации винта абатмента под угловой наконечник

24 CKD-25°



Примерочный абатмент, 25°, коническое соединение

31 CKN-25°



Примерочный абатмент, 25°, для узкого импланта

4 K8 - 28



Длинный (28 mm) ключ для установки импланта (имплантовод) для углового наконечника

11 K8N - 23



Короткий (23 mm) ключ для установки узкого импланта P7N (имплантовод) для углового наконечника

18 K7



Винт для извлечения абатмента из импланта

25 CKD-35°



Примерочный абатмент, 35°, коническое соединение

32 R8T



Динамометрический ключ

5 K5D - 9



Короткий ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для конического соединения

12 K8N - 28



Длинный (28 mm) ключ для установки узкого импланта P7N (имплантовод) для углового наконечника

19 K7N



Винт для извлечения абатмента из узкого импланта P7N

26 CKD-45°



Примерочный абатмент, 45°, коническое соединение

6 K5D - 15



Длинный ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для конического соединения

13 K1 - 9



Короткий ключ (9 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

20 Parallel pin



Пин параллельности

27 S6/S7



Фреза для S6-S7

7 K8D - 23



Короткий (23 mm) ключ для установки импланта с конусным соединением (имплантовод) для углового наконечника

14 K1 - 15



Длинный ключ (15 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

21 K5 - 0



Ключ для установки импланта, предназначен для реверсионного/динамометрического ключа для стандартного импланта

28 S16S/S17S



Фреза для S16S-S17S

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

17

SKM+

РАСШИРЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

1600 €
150 560 P

* Цена за набор.
Для уточнения цены отдельного инструмента, обращайтесь к представителю в вашем регионе.

DR 1.5
Маркирующий бор

DR + 2.0
Пилотная фреза

DRCZ+ 2.5
Фреза (желтая)

DRCZ+ 2.8
Фреза (красная)

DRCZ+ 3.2
Фреза (голубая)

DRCZ+ 3.7
Фреза (зеленая)

DRCZ+ 4.0
Фреза (черная)

DRCZ+ 4.5
Фреза (серая)

DRCZ 5.5
Фреза (белая)

34 DRR 13
Стоппер для фрез

35 DRR 11.5
Стоппер для фрез

36 DRR 10
Стоппер для фрез

37 DRR 8
Стоппер для фрез

38 DRR 6
Стоппер для фрез

39 CS 3.5
Фреза для кортикальной кости (красная)

40 CS 3.75
Фреза для кортикальной кости (голубая)

41 CS 4.2
Фреза для кортикальной кости (зеленая)

42 CS 4.5
Фреза для кортикальной кости (черная)

43 CS 5.0
Фреза для кортикальной кости (серая)

SGS Dental

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

DRILL STOPPERS

POSITION KITS

DRIVERS FOR INTERNAL HEXAGON

DRIVERS FOR CONICAL PLATFORM

PROSTHETIC RODS

DRIVERS FOR NARROW CONICAL PLATFORM

Хирургические наборы

1 DL-2.0	9 SD 2025 L8	17 SD 2328 L13	25 SD 3237 L10	33 SD 4045 L6	41 K5GD
Фреза для фиксирующего пина	Фреза жёлтая	Фреза красная	Фреза зелёная	Фреза серая	Ключ для установки импланта для конусного соединения
2 Anchor/	10 SD 2025 L10	18 SD 2832 L6	26 SD 3237 L11.5	34 SD 4045 L8	42 K8G
Фиксирующий пин	Фреза жёлтая	Фреза голубая	Фреза зелёная	Фреза серая	Ключ для установки импланта (имплантовод) для углового наконечника
3 Anchor	11 SD 2025 L11.5	19 SD 2832 L8	27 SD 3237 L13	35 SD 4045 L10	43 K5G
Фиксирующий винт для навигационной хирургии	Фреза жёлтая	Фреза голубая	Фреза зелёная	Фреза серая	Ключ для установки стандартного импланта
4 TP 5.1	12 SD 2025 L13	20 SD 2832 L10	28 SD 3640 L6	36 SD 4045 L11.5	44 K8R
Мукотом	Фреза жёлтая	Фреза голубая	Фреза черная	Фреза серая	Адаптер с храповым механизмом
5 TP 4.4	13 SD 2328 L6	21 SD 2832 L11.5	29 SD 3640 L8	37 SD 4045 L13	45 K3D
Мукотом	Фреза красная	Фреза голубая	Фреза черная	Фреза серая	Адаптор
6 GBM 5.0	14 SD 2328 L8	22 SD 2832 L13	30 SD 3640 L10	38 K8GN	46 K7N
Костный триммер	Фреза красная	Фреза голубая	Фреза черная	Фреза серая	Винт для извлечения абатмента из узкого импланта P7N
7 GBM 4.3	15 SD 2328 L10	23 SD 3237 L6	31 SD 3640 L11.5	39 K5GN	47 K7
Костный триммер	Фреза красная	Фреза зелёная	Фреза черная	Ключ для установки узкого импланта	Винт для извлечения абатмента из импланта
8 SD 2025 L6	16 SD 2328 L11.5	24 SD 3237 L8	32 SD 3640 L13	40 K8GD	48 K2-15
Фреза жёлтая	Фреза красная	Фреза зелёная	Фреза черная	Ключ для установки импланта (имплантовод) для углового наконечника	Длинный (15 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

2600 €

244 660 P

SKG

ХИРУРГИЧЕСКИЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ НАБОР

Diagram illustrating the components of the Surgical Navigation Set, organized into categories:

- Extraction Tools:** 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Insertion Tools:** 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Insertion Tools Internal Hex:** 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Insertion Tools Conical:** 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Insertion Tools Narrow Conical:** 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Template Anchoring Screws:** 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Fixation Pins:** 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Fixation Drill:** 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Bone Mill:** 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Tissue Punch:** 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Spare:** 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- 49 R8T:** 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Динамометрический ключ:** 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Хирургические наборы

1 CKD

Примерочный абатмент 0°, коническое соединение

2 CKD-15°

Примерочный абатмент, 15°, коническое соединение

3 CKD-25°

Примерочный абатмент, 25°, коническое соединение

4 CKD-35°

Примерочный абатмент, 35°, коническое соединение

5 CKD-45°

Примерочный абатмент, 45°, коническое соединение

6 CKN

Примерочный абатмент, 0°, для узкого импланта

7 CKN-15°

Примерочный абатмент, 15°, для узкого импланта

8 CKN-25°

Примерочный абатмент, 25°, для узкого импланта

9 S6/S7

Фреза для S6/S7

10 S16S/S17S

Фреза для S16S/S17S

11 K1 - 9

Короткий ключ (9 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

12 K1 - 15

Длинный ключ (15 mm) для фиксации винта абатмента динамометрическим ключом

13 K2 - 9

Короткий (9 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

14 K2 - 15

Длинный (15 mm) ручной ключ для фиксации винта абатмента

15 K7

Винт для извлечения абатмента из импланта

16 K7N

Винт для извлечения абатмента из узкого импланта P7N

17 K9 - 23

Ключ для фиксации винта абатмента под угловой наконечник

18 R8T

Динамометрический ключ

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

SKP

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР

600 €

56 460 P

* Цена за набор.
Для уточнения цены отдельного инструмента, обращайтесь к представителю в вашем регионе.

18

SGS Dental

Swiss Implant System

1 CKD

2 CKD-15°

3 CKD-25°

4 CKD-35°

5 CKD-45°

6 CKN-2.1

7 CKN-2.1-15°

8 CKN-2.1-25°

9 CS-S6/S7

10 CS-S16S/S17S

11 K1 - 9

12 K1 - 15

13 K2 - 9

14 K2 - 15

15 K7

16 K7N

17 K9 - 23

DO NOT EXCEED 134°C

СИСТЕМА THE-ONE MULTI-UNITS //

Сканируемый абатмент для 3D-технологии

35 €

3 294 P



SPCS - S16S

11 mm



Аналог

35 €

3 294 P



A1 - Digital S16S/S17S

Titanium Base

30 €

2 823 P



STCS - S16S



Титановая база для циркониевых абатментов, с шестигранником

30 €

2 823 P



STCS - S16S/S17S



Титановая база для циркониевых абатментов, без шестигранника

Винт для фиксации The-One MULTI-UNITS

6 €

565 P



S1a S16S/S17S

СКОРО В ПРОДАЖЕ

ПРЕМИЛЫ //

38 €
3 576 P



Коническое соединение



SIBD-AG



SIBD-MD11



SIBD-KV



SIBD-AR



SIBD-MD16



SIBD-DS



SIBD-ZZ

Золотой винт – клинический

Бесцветный винт – лабораторный



 – товар под заказ

Винты для фиксации абатментов

6 €

565 P



Бесцветный винт – лабораторный



Золотой винт – клинический

КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (P1D, P5D, P7D) //

Сканируемый абатмент для 3D технологии

30 €

2 823 P



SPCSD

Аналог

35 €

3 294 P



A1D - Digital

Титановая база

20 €

1 882 P



STCSD



0.35 mm
1.5 mm
2.5 mm

Предназначен для комбинированных протезных конструкций с шестигранником

20 €

1 882 P



STCSD



0.35 mm
1.5 mm
2.5 mm

Предназначен для комбинированных протезных конструкций без шестигранника

Титановая база

20 €

1 882 P



CS-STCD



0.35 mm
1.5 mm

С конусным соединением, для SIRONA

20 €

1 882 P



CZ-STCD



0.35 mm

С конусным соединением, для ZirkonZahn

22

CAD/CAM ИНСТРУМЕНТЫ

Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 27.05.2021 г. Актуальные цены уточняйте по приведенным контактным данным.

Титановые базы и сканируемые абатменты для лабораторного и клинического использования

Титановые базы предлагают широкий спектр опций для использования: для единичной работы (предотвращение вращения), для моста (свободное вращение), а также библиотеки, содержащие опции прямой установки импланта.

Оба варианта предлагаются в трёх высотах: 0,35 мм, 1,5 мм и 2,5 мм для платформ с конусным соединением.

Для точного считывания положения импланта в программном обеспечении – CAD в лаборатории используются сканируемые абатменты для фиксации правильного положения, ориентации и вращения аналогов, размещенных внутри рабочей модели или непосредственно у пациента в полости рта с помощью соответствующего сканера для перевода положения импланта/аналога в систему CAD/CAM. Система перерабатывает полученный 3D-файл и на основе этого изготавливаются отдельные абатменты, а также коронки и мостовидные протезы.

Краткий обзор преимуществ

- Совместимость с широким спектром CAD/CAM-систем
- Долговечность, ставшая возможной благодаря использованию высококачественного полиэфирэфиркетона, материала для сканируемых абатментов и титана 5 класса для титановых баз
- Исключительная биосовместимость
- Автоклавируемость
- Съемный винт для легкого обслуживания и очистки
- Удобное сканирование абатмента в полости рта, благодаря чему получается точная и пассивная позиция абатмента одновременно с точно снятыми границами
- Библиотеки, содержащие прямой метод установки импланта
- Доступные варианты: для единичной работы (предотвращение вращения), для моста (свободное вращение) на усмотрение врача
- Фрезерованные коронки обеспечивают плотное сцепление для оптимальной точности и совместимости с имплантами и винтами.

CAD/CAM ИНСТРУМЕНТЫ

23





Эксклюзивный дистрибьютор: ЗАО «Юнидент»

Москва, Ленинский проспект, 156
+7 (495) 434-46-01

e-mail: sgs-dental@unident.net
www.unident.ru | www.unidentshop.ru

www.sgs-dental.ru