



КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ

О ПРОДУКЦИИ

Надежные и удобные в эксплуатации безмасляные стоматологические компрессоры фирмы WuerWei прекрасно подходят для всех типов стоматологических установок. Главной заслугой производителя стал выпуск полноценного модельного ряда компрессоров, которые сегодня способны удовлетворить потребности любого учреждения стоматологического профиля: от небольшого кабинета на одно кресло до областных клиник оснащенных 10-тью и более стоматологическими установками.

Сегодня продукция WuerWei по популярности и качеству стоит в одном ряду с самыми известными немецкими, словацкими и итальянскими брендами. WuerWei Apparatus Factory – это мощнейшее и самое крупное на азиатском рынке производство, специализирующееся только на изготовлении компрессоров. Долгие годы проектировщики WuerWei целенаправленно шли к созданию надежной и очень качественной системы производства, что в настоящие дни позволяет на единой базе создавать отличные компрессоры любого объема и мощности.

На сегодняшний день в линейке продукции компании насчитывается более 20-ти моделей (от самого компактного, например, W-601, до настоящих мировых гигантов W-620) и это не предел: специалистами компании активно ведутся работы над новыми модификациями аппаратов. Все компрессоры работают по технологии «Oil less» (безмасляные), т. е. масло не участвует в процессе сжатия воздуха и не отделяется затем в системах компрессора. Технология «Oil Less» в совокупности с воздушным фильтром идеальна для компрессоров медицинского назначения. Воздух остается на 100% чистым от примесей. Кроме того, поршни и стенки цилиндров компрессоров WuerWei крайне стойки к истиранию. Таким образом, есть гарантия, что во внутренний объем ресивера не попадут металлические или резиновые фрагменты уплотнителя.

Компания WuerWei была основана в 1993 году. На российский рынок компрессоры WuWei поставляются уже седьмой год, и за это время зарекомендовали себя как надежное и качественное оборудование для использования в клиниках любого объема. Соотношение цена-качество в моделях WuerWei на сегодняшний день является одним из лучших на территории Российской Федерации. Безотказная работа компрессоров WuerWei во всех часовых поясах позволяет согласиться с девизом компании «Качество и стабильность прежде всего».

W-601A

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 840 Вт
- Производительность: 85 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 24 л
- Шумность: 63 Дб
- Вес: 28 кг
- Размеры: 41x41x63 см



x 1

Рекомендован для одной установки, в случае использования системы аспирации вакуумного типа.

MODEL W-601A



КАЧЕСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О ПРОДУКЦИИ

Надежные и удобные в эксплуатации безмасляные стоматологические компрессоры фирмы WuerWei прекрасно подходят для всех типов стоматологических установок. Главной заслугой производителя стал выпуск полноценного модельного ряда компрессоров, которые сегодня способны удовлетворить потребности любого учреждения стоматологического профиля: от небольшого кабинета на одно кресло до областных клиник оснащенных 10-тью и более стоматологическими установками.

Сегодня продукция WuerWei по популярности и качеству стоит в одном ряду с самыми известными немецкими, словацкими и итальянскими брендами. WuerWei Apparatus Factory – это мощнейшее и самое крупное на азиатском рынке производство, специализирующееся только на изготовлении компрессоров. Долгие годы проектировщики WuerWei целенаправленно шли к созданию надежной и очень качественной системы производства, что в настоящие дни позволяет на единой базе создавать отличные компрессоры любого объема и мощности.

На сегодняшний день в линейке продукции компании насчитывается более 20-ти моделей (от самого компактного, например, W-601, до настоящих мировых гигантов W-620) и это не предел: специалистами компании активно ведутся работы над новыми модификациями аппаратов. Все компрессоры работают по технологии «Oil less» (безмасляные), т. е. масло не участвует в процессе сжатия воздуха и не отделяется затем в системах компрессора. Технология «Oil Less» в совокупности с воздушным фильтром идеальна для компрессоров медицинского назначения. Воздух остается на 100% чистым от примесей. Кроме того, поршни и стенки цилиндров компрессоров WuerWei крайне стойки к истиранию. Таким образом, есть гарантия, что во внутренний объем ресивера не попадут металлические или резиновые фрагменты уплотнителя.

Компания WuerWei была основана в 1993 году. На российский рынок компрессоры WuWei поставляются уже седьмой год, и за это время зарекомендовали себя как надежное и качественное оборудование для использования в клиниках любого объема. Соотношение цена-качество в моделях WuerWei на сегодняшний день является одним из лучших на территории Российской Федерации. Безотказная работа компрессоров WuerWei во всех часовых поясах позволяет согласиться с девизом компании «Качество и стабильность прежде всего».



W-601

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 550 Вт
- Производительность: 60 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 24 л
- Шумность: 60 Дб
- Вес: 25 кг
- Размеры: 41x41x63 см



x 1

Рекомендован для одной установки, если на пылесосе и сляноотсосе используется вакуумная помпа. Также широко используется в зуботехнических лабораториях, аппаратах для смазки наконечников и т.д., т. е. в таких устройствах, где не требуется большой производительности.

MODEL W-601

W-601A

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 840 Вт
- Производительность: 85 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 24 л
- Шумность: 63 Дб
- Вес: 28 кг
- Размеры: 41x41x63 см



x 1

Рекомендован для одной установки, в случае использования системы аспирации вакуумного типа.

MODEL W-601A



W-602

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 550 Вт
- Производительность: 60 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 35 л
- Шумность: 62 Дб
- Вес: 30 кг
- Размеры: 46x46x65 см
- Шумоизоляционный кожух (опция)



x 1

Рекомендован для одной установки, если на пылесосе и сляноотсосе используется вакуумная помпа. Также широко используется в зуботехнических лабораториях, аппаратах для смазки наконечников и т.д., т. е. в таких устройствах, где не требуется большой производительности.

MODEL W-602

W-602B

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 840 Вт
- Производительность: 85 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 35 л
- Шумность: 63 Дб
- Вес: 32 кг
- Размеры: 46x46x65 см
- Шумоизоляционный кожух (опция)



х 1

Рекомендован для одной установки, в случае использования системы аспирации вакуумного типа.

MODEL W-602B



W-602A

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 1000 Вт
- Производительность: 100 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 50 л
- Шумность: 65 Дб
- Вес: 36 кг
- Размеры: 46x46x70 см



x 1

Оптимальный вариант по цене и качеству для одной установки любого типа и производителя.

MODEL W-602A

W-603

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 1300 Вт
- Производительность: 130 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 70 л
- Шумность: 66 Дб
- Вес: 43 кг
- Размеры: 46x46x82 см



x 1-2

Этот надежный и недорогой компрессор предназначен для двух установок с аспирационной системой вакуумного типа или для одной установки эжекторного типа.

MODEL W-603



W-604

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 1700 Вт
- Производительность: 170 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 80 л
- Шумность: 68 Дб
- Вес: 56 кг
- Размеры: 85x36x69см



Этот надежный и недорогой компрессор предназначен для одной установки эжекторного типа или для двух установок с вакуумной помпой. В случае использования данного компрессора с одной установкой, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

MODEL W-604

W-606

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 2550 Вт
- Производительность: 255 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 105 л
- Шумность: 70 Дб
- Вес: 64 кг
- Размеры: 110x36x69 см



х 2-3

Компрессор предназначен для двух-трех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для трех установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

MODEL W-606



W-608

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 2600 Вт
- Производительность: 260 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 110 л
- Шумность: 72 Дб
- Вес: 70 кг
- Размеры: 85x41x70 см



Компрессор предназначен для двух-трех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для трёх установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

MODEL W-608

W-610

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 3900 Вт
- Производительность: 390 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 145 л
- Шумность: 75 Дб
- Вес: 95 кг
- Размеры: 110x41x70 см



х 3-4

Компрессор предназначен для трех-четырех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для четырех установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

MODEL W-610



W-613

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 6000 Вт
- Производительность: 500 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 225 л
- Шумность: 77 Дб
- Вес: 105 кг
- Размеры: 145x61x85 см



x 4-6

Компрессор предназначен для четырех-пяти установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для шести установок с аспирационной системой вакуумного типа.

MODEL W-613

W-615

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 7500 Вт
- Производительность: 600 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 270 л
- Шумность: 78 Дб
- Вес: 150 кг
- Размеры: 170x46x75 см



x 5-7

Компрессор предназначен для пяти-шести установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для семи установок с аспирационной системой вакуумного типа.

MODEL W-615



W-620

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 10500 Вт
- Производительность: 900 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 430 л
- Шумность: 82 Дб
- Вес: 215 кг
- Размеры: 225x51x80 см

MODEL W-620



x 9-10

Самый мощный компрессор в линейке WuerWei. Предназначается для 9-10 установок любого типа и производителя.

ОСОБАЯ СЕРИЯ

W-800

- Напряжение электросети: $220 \pm 10\%$ В / 50 ± 1 Гц
- Мощность потребления тока: 4800 Вт
- Производительность: 480 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресиверов: 40 л x 4 (160 л)
- Шумность: 65 Дб
- Вес: 150 кг
- Размеры: 650 x 650 x 1950 мм



x 5-6

Мощная компрессорная система смонтированная в шумопоглощающем модуле с электронной системой управления. Размеры модуля, объем ресиверов и мощность системы определяются требованиями заказчика.

MODEL W-800

Ангарск	ООО «Профимед»	profimed@mail.ru	(3955) 52-36-16, 52-33-68
Архангельск	ЗАО «Инмед»	mail@inmedzao.ru	(8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02
Архангельск	ООО «Архимед»	arhimed29@mail.ru	(8182) 42-04-31
Астрахань	ООО «Кутум»	kutum77@yandex.ru	(8512) 52-54-08, 52-54-09, 52-54-10
Барнаул	ООО «Сибирская стоматологическая компания»	sibstomcom@yandex.ru	(3852) 200-781, 200-782, 200-783
Барнаул	ООО «Ай Си-Дент»	adent@list.ru	(3852) 44-77-44, 52-09-20
Барнаул	ИП Чайкина С.Н.	paracelss@yandex.ru	(3852) 62-63-50, 62-89-00
Бийск	ООО «Алтаймедсервис»	altaymed@rambler.ru	(3854) 31-16-12, 31-16-02
Братск	ООО «Братская медицинская компания»	atis99@mail.ru	(3953) 46-53-71, 46-47-71
Благовещенск	ЧП Панченко Р.Р.	stom2@amcmed.ru	(4162) 52-40-75, 51-38-07
Великий Новгород	ООО «Медикал Инвест групп»	medical53@mail.ru	(8162) 66-76-17, 64-42-00, 8-963-333-9-333
Великий Новгород	ООО "Нов-Дента Стома"	stoma@novdenta.ru	(8162) 78-64-37, 73-97-77
Владивосток	ООО «Денталь Плюс»	dentalplus-vl@yandex.ru	(423) 241-80-94, 241-85-10, 243-52-27
Владивосток	ООО «Стоммаркет»	info@stommarket.com	(423) 240-44-84, 240-68-90
Владивосток	ООО «СК А-2»	stom-a2@mail.ru	(423) 265-05-85, 265-05-95
Владивосток	ООО «ДэмДэпо»	dentoff@mail.ru; 25dd@bk.ru	(423) 251-39-90, 230-08-70
Владимир	ООО «Медика Профи»	predein-medika@rambler.ru	(4922) 42-13-67, 32-60-90
Владимир	ИП Бурдонов Н.В.	kolinbvn@mail.ru	(4922) 43-00-22
Волгоград	ООО «ДЭМ»	volgdem@mail.ru	(8442) 26-67-26
Волгоград	ООО «Элита – Мед»	elmed@list.ru	(8442) 32-85-89
Волгоград	ООО «Дентал»	dentalvolga@mail.ru	(8442) 23-88-99, 24-37-24, 24-38-21
Волгоград	ООО «СтомЭкспресс»	stomexpress@mail.ru	(8442) 30-51-81, 8-961-080-00-16
Волгодонск	ООО «Олимп»	stoma-olimp@yandex.ru	(8639) 25-15-44
Вологда	ООО «Антей-Фарма»	boev@antey.vologda.ru	(8172) 51-54-78
Вологда	ООО «Инжмедсервис»	neds@vologda.ru	(8172) 72-61-39, 72-53-46
Воронеж	ООО «Медика-Сервис»	medica@mse.vrn.ru	(473) 253-24-66, 253-28-81, 254-57-05
Воронеж	ООО «Альфа Система»	mo1@zdravgorod.ru	(473) 224-68-88, 224-65-55
Воронеж	ООО «Медторг+»	medtorg@comch.ru	(4732) 39-60-21
Екатеринбург	ИП Минкин А.П.	masterdent1@mail.ru	(343) 210-99-64, 260-88-38, 210-99-54
Екатеринбург	ООО «Торговый дом АВЕРОН»	dent@averon.ru	(343) 233-25-33
Екатеринбург	ЗАО «Мегадента»	megadenta@megadenta.ru	(343) 388-09-09
Екатеринбург	ООО «Техно-Дент»	Lobanok174@yandex.ru	(343)-212-45-20
Екатеринбург	ООО «ТД Медион»	medion@sky.ru	(343) 251-48-10, 251-47-38
Екатеринбург	ООО «Дента-Маркет»	livshic@list.ru	(343) 261-53-56
Екатеринбург	ООО «Кристалл-Урал»	Cristall@k66.ru	(343) 257-31-12, 257-31-14
Екатеринбург	ЗАО «Иодъ и К»	zakazs-534@yodlik.ru	(343) 278-71-35, 278-39-99, 278-39-68
Екатеринбург	ООО ПКФ «Фармресурс»	info@farmresurs.ru	(343) 350-94-76
Ижевск	ООО РМК «Дентторг»	company@denttorg.ru; 999@denttorg.ru	(3412) 72-55-75, 72-30-16, 72-43-25
Иркутск	ООО «ДиВа»	diva-irk@yandex.ru	(3952) 23-27-86, 23-16-75
Иркутск	ООО «Блик-Трейд»	bliktrade@irk.ru	(3952) 20-37-54, 20-09-82
Иркутск	ООО «Вендента»	vasilramblerru2@rambler.ru	(3952) 95-39-31, 8-902-578-56-72
Иркутск	ООО «СтомАТА»	andreyuk-3@mail.ru	(3952) 29-84-08, 29-82-08
Казань	ООО «Фирма Камед»	info@kamed.ru	(843) 236-06-91, 236-54-79, 236-64-73
Казань	ЗАО «Компания Киль-Казань»	kiel-kazan@yandex.ru	(843) 26-19-372, 26-19-382, 26-19-392
Казань	ООО «Медальонсгрупп»	killyarik@yandex.ru; medgroup2010@mail.ru	8-987-293-54-37, 8-960-040-95-62
Кемерово	ООО «Стомлюкс»	stomlux@yandex.ru	(3842) 75-63-50, 75-58-95
Кемерово	ООО «Улыбка»	smile-firm@mail.ru	(3842) 72-68-45, 35-28-24
Кемерово	ООО «Сибмед»	PersonaSM@mail.ru	(3842) 75-66-33
Киров	ООО «Велес Мед»	velesmed@yandex.ru	(8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47
Киров	ООО ПКФ «Реал-Дент»	real-dent@mail.ru	(8332) 35-42-42, 38-39-39, 35-43-53
Комсомольск-на-Амуре	ООО «ДАН»	darmenkot@mail.ru	(4217) 20-11-65, 59-22-25
Краснодар	ООО «Дента-Гранд»	dimsan507@mail.ru; denta-grand@mail.ru	(861) 231-46-48, 231-48-93, 262-62-51
Краснодар	ООО «Актив Медикал Кубань»	stomcomp@mail.ru	(861)259-54-52 259-55-82
Красноярск	ООО ПВП «Контакт»	info@contact-kr.ru	(391) 27-37-156
Красноярск	ИП Якимов Ю.П.	yakimov.y.p@mail.ru	(391) 250-47-32, 278-61-50
Курган	ИП Божко М.А.	bma45@mail.ru	(3522) 42-29-74
Курган	ИП Шипицына О.Н.	olga-shipicyna@rambler.ru	(3522) 41-16-22, 41-16-36
Липецк	ООО «Апрель Плюс»	stomat@lipetsk.ru	(4742) 28-11-44, 27-88-37, 47-00-20
Магадан	ООО «Медмаркет»	medmarket@maglan.ru	(4132) 609-555
Майкоп	ИП Чеботарь Л.Н.	maykop-stoma@mail.ru	(8772) 54-07-76, 8-961-531-71-55
Махачкала	ООО «Лекарь.Ру»	lekar102@mail.ru	(928) 516-65-26, (919) 443-01-11
Махачкала	магазин «Стоматорг»	dag.872@yandex.ru	(964) 564-01-65, (8722) 63-39-18
Махачкала	магазин «Дантист» ИП Абакаров А.И.	lp.aa@mail.ru	(8722) 64-10-37; (928) 670-30-32
Махачкала	магазин «Коралл» ИП Османова	zaenka22@yandex.ru	(903) 423-05-84
Махачкала	ИП Хартумов	hartumov_axmed@mail.ru	(8722) 67-86-82; (928) 962-03-44
Москва	ООО «Гриндент»	greendent@greendent.ru	(495) 500-79-45
Москва	ООО «Дентэкспресс»	dentka@mail.ru	(495) 942-36-34
Москва	ООО «Дента – Рус»	dentarus@mail.ru	(499) 175-94-93, 175-85-61
Москва	ООО «Дентомир»	ofs@dentomir.ru	(495) 618-72-70, 500-23-44
Назрань	ИП Ужахов И.С.	saidu@list.ru	(873) 222-64-70, 222-65-16
Н. Новгород	ООО «Медфарм»	fitobar@mail.ru	(831) 422-56-15, 422-54-87

Н. Новгород	ООО «Стоматорг-НН»	stomatorg@list.ru	(831) 439-74-07, 428-75-46
Н. Новгород	ООО «МедиМакс»	tdmed@yandex.ru	(831) 432-57-26, 432-59-98
Новокузнецк	ООО «МедНК»	79264@gmail.com	(384) 353-88-09
Новосибирск	ООО «ЮНА»	nsk.una@ngs.ru	(383) 227-71-71
Омск	ЗАО «Омдент»	omdent92@bk.ru	(3812) 25-57-39, 94-80-55
Омск	ОАО ПТП «Медтехника»	medtehnika@mail.ru	(3812) 31-45-96, 45-05-39, 31-37-90
Пермь	ООО «Кияь Урал»	kiet-p@mail.ru	(342) 249-86-66
Пермь	ООО СК «Юнит»	unit_com@perm.ru	(342) 210-08-47
Пермь	ООО «Группа Век»	vek@bk.ru	(342) 233-00-22, 233-00-44
Пермь	ООО «Денталсервис»	dentomat@mail.ru	(342) 227-72-10, 227-72-40
Пермь	ИП Сидоров В.А.	dentmasterperm@mail.ru	(342) 238-36-27, 244-72-71
Пермь	ООО «Медика дент»	medica-dent@perm.ru	(342) 276-18-60, 244-56-47
Пермь	ИП Андрианов А.М.	techstom@perm.ru	(3422)12-80-07 12-47-64
Петрозаводск	ООО «ДЕНТА ПЛЮС»	dentaplus@onego.ru	(8142) 70-51-15
Пятигорск	ООО «Мед Снаб»	mirzoev-78@mail.ru	(928) 290-77-69
Ростов-на-Дону	ООО «Статус-Дон»	Status_don@mail.ru	(863) 245-30-59, 245-37-07, 8-905-479-53-33
Ростов-на-Дону	ООО «Олимп»	grigorova-olimp@rambler.ru; stoma-olimp@yandex.ru	(863) 231-84-01, 231-84-02
Ростов-на-Дону	ООО «Вадим и Константин»	stomatolog@vandr.ru	(863) 240-90-54, 240-97-66, 299-00-19
Ростов-на-Дону	ООО «Дента-Маркет»	dentamarket@aaaanet.ru	(863) 297-25-05, 297-25-00
Ростов-на-Дону	ООО «Ильин и сыновья»	nikstom@yandex.ru	(863) 267-59-39, 263-04-58
Ростов-на-Дону	ООО «ЮМС»	stmag@mail.ru	(863) 264-83-66, 247-13-19
Самара	ООО «Юнидент-Поволжье»	office@unident-volga.ru	(846) 979-86-00, 01, 02, 03
Санкт-Петербург	ООО «Зубная архитектура»	zubrus@zubrus.ru	(812) 449-90-01
Санкт-Петербург	ООО «Симфония Материаловф»	zubspb@mail.ru	(812) 988-57-78
Санкт-Петербург	ООО «Фирма Медэкспресс»	alvik@med-express.spb.ru	(812) 326-29-17
Санкт-Петербург	ООО «Торговый дом Ример»	rimer@hotmail.ru	(812) 222-72-22
Санкт-Петербург	ООО «Северная Каролина»	info@carolinaspb.ru	(812) 702-81-12
Санкт-Петербург	ООО «Росдент»	rosdent.spb@mail.ru	(812) 640-85-25
Санкт-Петербург	ООО «Джи-Ви-ЭМ Транзит»	jvmtranzit@rambler.ru	(812) 454-11-57, 454-11-56
Санкт-Петербург	ООО «М-Стайл СПб»	mstylespb@yandex.ru	(812) 764-44-65, 764-44-56
Санкт-Петербург	ООО «Тиара-медикал»	info@tiaramed.ru	(812) 494-06-95, 931-61-56
Санкт-Петербург	ООО «Алдент»	aldent@mail.ru	(812) 450-43-03
Санкт-Петербург	ООО «Медицинские сети»	med.seti@mail.ru	(960) 283-98-20
Санкт-Петербург	ООО «Альянс-Нева»	tender@alneva.ru	(812) 329-36-36
Санкт-Петербург	ООО «Мегадент»	mail@megadent.net	(812) 643-39-25
Смоленск	ООО «Дента»	denta_smolensk@mail.ru	(4812) 64-9666, 62-82-76
Сочи	ООО «Стомакс»	stomax@mail.ru	(8622) 90-15-70, 90-15-71
Сочи	ООО «Элитмедсервис»	elitmedservis@rambler.ru	(8142) 70-51-15
Ставрополь	ООО «Статус-СТ»	irga75@mail.ru	(8652) 37-20-84, 37-06-72
Ставрополь	ООО «Медицина Ставрополь +»	medicina_plus@mail.ru	(8652) 55-08-63, 8-962-402-81-58
Сургут	ООО «Медсервис»	meduslug@wsmail.ru; medservis_surgut@mail.ru	(3462) 24-11-81, 24-06-09
Сыктывкар	ООО «Мединвест»	galinamed@rambler.ru	(8212) 20-23-69, 24-83-83
Сыктывкар	ООО «Новамед»	novamed@inbox.ru	(8212) 24-29-73, 8-922-277-37-64
Тамбов	ООО «Медицинские информ. технологии»	zub@tamb.ru	(4752) 48-90-14
Тамбов	ООО «Базис+»	bazis_med@mail.ru	(4752) 72-46-56, 72-27-72
Тамбов	ЗАО «Надежда-Фарм»	dfirsova0909@rambler.ru	(4752) 51-44-64, 52-63-16, 52-31-78
Тольятти	ООО «Визави Дента Мед»	vizmed@tolcom.ru	(8482) 22-59-35, 25-17-99
Тверь	ООО «Эркакстом-Тверь»	natgeras@mail.ru	(4822) 42-28-11, 42-92-33
Тверь	ООО «Стоматологическая клиника»	klinikabobrika@yandex.ru	(4822) 76-40-37
Тверь	ООО "Тверская Стоматология"	med_teh@bk.ru	(4822) 32-40-75
Томск	ООО «Медстар +»	medstarplus1@mail.ru	(3822) 51-51-16, 51-79-78
Тюмень	ЗАО «Мегадента» Тюменский филиал	filial@megadenta.ru	(3452) 22-93-06, 22-93-07
Улан-Удэ	ООО «Митра»	info@mitra03.ru	(3012) 29-77-00, 29-74-91
Усурийск	ООО «Медика»	dentus@mail.ru	(4234) 32-98-23
Хабаровск	ИП Зотов В.А.	dental_kompleks@mail.ru	(4212) 32-72-83
Хабаровск	ООО «Стоматологический мир»	stomworld@mail.ru	(4212) 31-51-86, 77-29-28, 32-46-91
Хабаровск	ООО «Техмедсервис»	tmsv@inbox.ru	(4212) 91-02-88, 91-02-81
Чебоксары	ООО «Медфодент»	medfodent@mail.ru	(8352) 22-60-23
Чебоксары	ООО «АМК»	630500@mail.ru	(8352) 38-40-86, 22-71-41
Чебоксары	ООО "Арго"	makc-argo@mail.ru	(927) 669-43-42
Челябинск	ООО «ПАКТ-Мед Сервис»	pakt_dental@mail.ru	(3512) 66-08-08, 66-12-18, 8-916-262-14-29
Челябинск	ООО «Медиарт-Челябинск»	medipart-ural@mail.ru	(3512) 60-86-65, 32-62-33, 8-922-742-81-66
Челябинск	ЗАО «Денталика»	dentalika1@yandex.ru	(351) 729-99-59
Чита	ООО «Ривадент»	nomastom@mail.ru	(3022) 20-20-30, 20-20-10, 36-03-60
Южно-Сахалинск	ООО «Ален»	vpaurus@yandex.ru	(4242) 46-87-17, 8-914-757-30-55
Южно-Сахалинск	ООО «Сахмедсервис», ОРП «Фармация-С»	mt@sakhmeds.com; sakhmeds@yandex.ru	(4242) 43-40-98, 42-52-19, 42-57-33
Южно-Сахалинск	ИП Кузьменко В.В.	new_dent@mail.ru	(4242) 43-53-78, 73-55-11
Южно-Сахалинск	ООО «Мегадент»	zykova88@mail.ru; vzikov@mail.ru	(4242) 42-30-20, 42-30-21
Якутск	ООО «Руно-Мед»	runoykt@gmail.com	(4112) 36-38-34, 35-10-99
Якутск	ООО «Сахамедсервис»	sakhamed@mail.ru; darectah@mail.ru	(4112) 43-79-25, 43-65-44, 43-76-72



119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
+7 (495) 434-46-01 | fax +7 (495) 434-10-20
Горячая линия для клиентов +7 (965) 310-38-20
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

ЮНИДЕНТ-Поволжье, г. Самара, ул. Радонежская, 9
Тел.: +7(846) 979-86-00
office@unident-volga.ru