

OraQuick® экспресс-тест околодесенной жидкости, который позволяет

Диагностика пациентов с неопределенным диагнозом



Тест OraQuick® на гепатит С

Экспресс-тест на гепатит С с точностью >99%*

Первый и единственный тест на антитела к гепатиту С, в котором используется

- Капиллярная цельная кровь
- Венозная цельная кровь
- Плазма или сыворотка
- Околодесневая жидкость



OraQuick® Rapid Antibody Test
HCV

*Цельная кровь, плазма и сыворотка.

Простота. Точность. Многофункциональность.

- OraQuick® — простая в использовании трехшаговая платформа, дающая результаты в течение 20 минут
- Клинический эффект с точностью >99%* и реактивность на все генотипы гепатита С
- Возможность использования различных образцов позволяет проводить тестирование в помещении клиники и за ее пределами

Результаты экспресс-теста околодесневой жидкости будут готовы через 20 минут

Шаг 1

Образец околодесневой жидкости.
Возьмите мазок у верхней и нижней десны один раз.



Шаг 2

Поместите устройство в пробирку с буферным раствором.



Шаг 3

Считывание результатов по истечении 20-40 минут.



Клинический эффект OraQuick® для гепатита С[†]

Образец	Чувствительность	Специфичность
Капиллярная кровь	99,7% (95%CI: 99,0-100,0)	99,9% (95%CI: 99,6-100,0)
Венозная кровь	99,7% (95%CI: 99,0-100,0)	99,9% (95%CI: 99,5-100,0)
Плазма	99,9% (95%CI: 99,3-100,0)	99,9% (95%CI: 99,5-100,0)
Сыворотка	99,9% (95%CI: 99,3-100,0)	99,9% (95%CI: 99,6-100,0)
Околодесневая жидкость	98,1% (95%CI: 96,9-99,0)	99,6% (95%CI: 99,2-99,9)

Чтобы сделать заказ, обратитесь к местному распространителю. Для получения дополнительных сведений о продукте посетите веб-сайт orasure.com или oraquick.com.

UNIDENT
119571, Россия, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 156
Тел.: +7 (495) 434-46-01,
факс: +7 (495) 434-10-20
E-mail: unident@unident.net
www.unident.ru

UNIDENT
ПОВОЛЖЬЕ
443020, г. Самара,
ул. Рабочая, д. 9
Тел./факс: +7 (846) 979-86-00,
979-86-01
E-mail: unidentvolga@yandex.ru,
unident-samara@yandex.ru

ООО «Доктор Максимус»
355000, г. Ставрополь,
ул. Чкалова, д. 17,
тел./факс: (8652) 333-085

ООО «Дента-Гранд»
350040, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Травяная, 4/1
Тел.: (861) 234-36-41, 231-48-93,
Тел./факс: (861) 231-46-48

ООО «Рокада Мед-1»
420107, г. Казань,
ул. Петербургская, д. 26
(843) 570-68-86,
Москва (499) 140-70-03, 140-62-88
Ульяновск (8422) 44-03-64, 44-03-81
Чебоксары (8352) 226-110
Н. Новгород (831) 416-79-66, 416-79-65
Набережные Челны (8552) 38-46-55, 38-47-88
www.rocadamed.ru

ООО «Статус-Дом»
344038, 344038, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ленина, д. 44/6, оф. 1;
г. Краснодар
Тел.: (863) 245-30-59
факс: 245-37-07



Чикагский центр
современной стоматологии
г. Москва, ул. Краснопроектная,
д. 16, корп. 3, подъезд 8, офис 9
Тел.: +7 (495) 988-76-52,
факс: +7 (495) 785-94-47
E-mail: info@chicagocentre.com
www.chicagocentre.com

Информация о заказе:
1001-0270 Коробка с 25 тестами
1001-0274 Коробка с 100 тестами

OraQuick® Rapid Antibody Test
HCV

OraSure Technologies
220 East First Street
Bethlehem, PA 18015 USA
Тел.: 01.610.882.1820
Интернет-сайт: www.OraSure.com

* Цельная кровь, плазма и сыворотка.

† В комплект поставки входят 4 листа-вкладыша, в каждом из которых сведения представлены на ряде разных языков.

Ссылки: 1. Лист-вкладыш к тесту OraQuick на антитела к гепатиту С (со знаком соответствия европейским стандартам). OraSure Technologies. Bethlehem, PA USA. Полную информацию об экспресс-тесте OraQuick® на антитела к гепатиту С и инструкции по его надлежащему использованию см. в листе-вкладыше.

©2011 OraSure Technologies. Патент в США №7 192 555, а также различные международные патенты и патенты в США, находящиеся на стадии рассмотрения. OraQuick® — зарегистрированный товарный знак компании OraSure Technologies, Inc.

Артикул № OQHCV0069 (ред. 12/11) Сделано в США

EC REP

CE
0543

Qarad b.v.b.a.
Volmolenheid 13
B-2400 Mol
Belgium