



COMINOX®
PURE STERILIZATION

ИТАЛЬЯНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ



SpeedyClave 6 B

- Объем камеры: 4.8 л
- Быстрые циклы стерилизации (от 12 минут)
- Квадратная форма стерилизационной камеры
- Эргономичная кнопка открытия дверцы
- Независимый парогенератор
- Большой графический дисплей
- 24 электронных контроллеров управления системами автоклава
- Запись протокола цикла на специальный носитель SterilCard
- Встроенный принтер (версия Print со встроенным принтером)
- Мощность: 1800 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 390 x 375 x 505 мм
- Вес: 45 кг
- Варианты расцветки: белый/фиолетовый



STERILCLAVE 24 B

- Объем камеры: 23.15 л
- Большой графический дисплей
- 19 электронных контроллеров управления системами автоклава
- Ручная подача воды
- Автоматическая подача воды (опция)
- Автоматическое открытие дверцы.
- Иновационная система запираения дверцы VLS
- Запись протокола цикла на карту памяти SD (до 65.000 циклов) (USB версия)
- Возможность передачи информации на ПК через USB разъем (USB версия)
- Встраиваемый принтер (опция)
- USB-разъем (опция)
- Мощность: 2800 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 445 x 470 x 700 мм
- Вес: 68 кг



STERILCLAVE 18 B

- Объем камеры: 17.15 л
- Большой графический дисплей
- 19 электронных контроллеров управления системами автоклава
- Ручная подача воды
- Автоматическая подача воды (опция)
- Автоматическое открытие дверцы.
- Иновационная система запираения дверцы VLS
- Запись протокола цикла на карту памяти SD (до 65.000 циклов) (USB версия)
- Возможность передачи информации на ПК через USB разъем (USB версия)
- Встраиваемый принтер (опция)
- USB-разъем (опция)
- Мощность: 2000 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 445 x 390 x 640 мм
- Вес: 51 кг



SpeedyClave 18 B

- Объем камеры: 17.15 л
- Быстрые циклы стерилизации (от 20 минут)
- Большой графический дисплей
- 24 электронных контроллеров управления системами автоклава
- Автоматическая подача воды
- Независимый парогенератор
- Автоматическое открытие двери.
- Иновационная система запираения дверцы VLS
- Запись протокола цикла на карту памяти SD (до 65.000 циклов)
- Возможность передачи информации на ПК через USB разъем
- Мощность: 3500 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 450 x 395 x 560 мм
- Вес: 45 кг
- Вариантов расцветки: белый/фиолетовый



COMINOX®
PURE STERILIZATION



STERILCLAVE 18 BHD

- Объем камеры: 17.15 л
- Большой графический дисплей
- 19 электронных контроллеров управления системами автоклава
- Автоматическая подача воды
- Автоматическое открытие дверцы.
- Иновационная система запираания дверцы VLS
- Запись протокола цикла на карту памяти SD (до 65.000 циклов) (USB версия)
- Возможность передачи информации на ПК через USB разъем (USB версия)
- Встраиваемый принтер (опция)
- USB-разъем (опция)
- Мощность: 2000 Вт
- Размер (ШхВхГ): 445 x 390 x 640 мм
- Вес: 51 кг



STERILCLAVE 24 BHD

- Объем камеры: 23.15 л
- Большой графический дисплей
- 19 электронных контроллеров управления системами автоклава
- Автоматическая подача воды
- Автоматическое открытие дверцы.
- Иновационная система запираания дверцы VLS
- Запись протокола цикла на карту памяти SD (до 65.000 циклов) (USB версия)
- Возможность передачи информации на ПК через USB разъем (USB версия)
- Встраиваемый принтер (опция)
- USB-разъем (опция)
- Мощность: 2800 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 445 x 470 x 700 мм
- Вес: 68 кг



FLASH

Автоматическая упаковочная машина

- Эргономичный дизайн
- Практичность и лёгкость в обращении
- Возможность настенного крепления
- Подставка под упаковку (опция)
- Размеры (ШхВхГ): 445 x 220 x 330 мм
- Напряжение: 230 В/ 50 Гц
- Мощность: 100 Вт
- Ширина запечатывания: 10 мм
- Длина запечатывания: 250 мм
- Время запайки: 3 сек
- Вес: 5.2 кг



STERILSEAL

Автоматическая упаковочная машина

- Эргономичный дизайн
- Практичность и лёгкость в обращении
- Регулировка температуры запайки (от 50 до 180 °C)
- Исполнение: нержавеющая сталь
- Подставка под упаковку (опция)
- Размеры (ШхВхГ): 380 x 100 x 240 мм
- Напряжение: 230 В/50/60 Гц
- Мощность: 800 Вт
- Ширина запечатывания: 11 мм
- Время запайки: 3 сек
- Вес: 7 кг