

swidella



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КАЧЕСТВО

Компания Swidella — гонконгский многопрофильный холдинг, специализирующийся на выпуске высокотехнологичного медицинского оборудования. Ориентируясь в первую очередь на комфорт и потребности пользователей и руководствуясь принципом «качество может быть доступным», компания Swidella довольно быстро завоевала признание на стоматологическом рынке многих стран Азии и Европы. Качественные и доступные установки Swidella впишутся в любой стоматологический кабинет и долгие годы будут служить врачу-стоматологу верой и правдой.

■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет ввода/выхода, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой, один модуль для 4-х канального инструмента, пьезоэлектрический скалер, модуль для подключения пневматического мотора. Блок оснащен негнущимся, мембранной панелью управления всеми функциями установки, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении, полностью для инструментов.

■ Кресло пациента электромеханическое, оснащено функцией памяти на 5 положений, системой аварийной остановки движения, артикуляционным подголовником для взрослого и детского приема, левым и правым поллокотниками

■ Гидроблок - поворотный, совмещенный с креслом пациента, оснащенный системой автоматического наполнения водой стакана пациента и **омыва плательнички, автономной подачей воды на инструменты**, системой дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, **керамической поворотной стеной автоналиваемой плательничкой, индивидуальной медной пелатой** упаковки кресла и инструментами.

■ Блок ассистента оснащен пылесосом и слюноотсосом эжекторного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом для установки

4-го инструмента, мембранной панелью управления движением кресла, системой автоматического наполнения водой стакана пациента и

омыва плевательницей, функцией вкл./выкл. све-

■ **Светильник галогенный**. 10 000 – 28 000 руб.

- Датчик температуры

- Коммуникационный бокс

- **Корзина**
- **Счет**

- Ступ врача,
- Ступ ассистента

- Система для подключения вакуумной помпы (опция)

- Светильник SWIDECLA LED, 33 000 люкс (открыта)

- Электрический мотор (опция)

- Система визуализации: инфракрасная камера, монитор (опция)

- Ид-тажд-венская обшчнса (сшшшш)



Стоматологическая
установка
SV-10

Доступно для моделей SV-10, SV-20 при размещении предварительного заказа



Доступно для моделей 5V-30 при размещении предварительного заказа



Стоматологическая установка SV-20

■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой, один модуль для 4-х канального инструмента, пьезоэлектрический скавер, модуль для подключения мотора. Блок оснащен нитазоскопом, сенсорной панелью управления всеми функциями установки, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении, вращающимся подносом для инструментов (в комплектации с верхней подачей).

Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов

■ Кресло пациента электромеханическое, оснащено функцией памяти на 5 положений, системой аварийной остановки движения, артикуляционным подголовником для взрослого и детского приема, левым и правым подлокотниками.

■ Гидроблок – поворотный, совмещенный с креслом пациента, оснащен системой автоматического наполнения водой стакана пациента и омыла плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, системой дезинфекции шлангов, фильтром скаженного воздуха с автоматическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, керамической поворотной съемной автоклавизируемой плевательницей, многофункциональной педалью управления креслом и инструментами

■ Блок ассистента оснащен пылесосом и сплюснотосом эжекторного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом для установки 4-го инструмента, сенсорной панелью управления движением кресла, системой автоматического наполнения водой стакана пациента и омыла плевательницы, функцией вкл./выкл. светильника

■ Светильник SWIDELLA LED, 33 000 люкс

■ Держатель монитора.

■ Стул врача

■ Стул ассистента

■ Система для подключения вакуумной помпы (опция)

■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)

■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)

■ Коммуникационный бокс (опция)

■ Электрический мотор (опция)

■ Система визуализации: интраоральная камера, монитор (опция)

■ Итальянская обивка (опция)

Стоматологическая
установка
SV-20

Стоматологическая установка SV-30

Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой, модуль для 4-х канального инструмента, пьезоэлектрический скавер, модуль с электромотором. Блок оснащен системой анти-всасывания для турбинных шлангов, системой автоматической инициализации выбора инструмента и блокировкой неиспользуемых инструментов, нитазоскопом, сенсорной панелью управления всеми функциями установки, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении, подносом для инструментов (в комплектации с верхней подачей).

Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов

■ Кресло пациента электромеханическое, с итальянской бесшовой обивкой, оснащено функцией памяти на 5 положений, системой аварийной остановки движения, артикуляционным подголовником для взрослого и детского приема, левым и правым подлокотниками. Синхронное движение сиденья и спинки кресла.

■ Гидроблок – поворотный, совмещенный с креслом пациента, оснащен системой автоматического наполнения водой стакана пациента и омыла плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, системой дезинфекции шлангов, фильтром скаженного воздуха с автоматическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, керамической поворотной съемной автоклавизируемой плевательницей, многофункциональной педалью управления креслом и инструментами, выдвижным блоком автономной подачи воды, гидравлической и пневматической автоматикой ASCO.

■ Блок ассистента оснащенстроенной системой для подключения вакуумной помпы, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом для установки 4-го инструмента, сенсорной панелью управления движением кресла, системой автоматического наполнения водой стакана пациента и омыла плевательницы, функцией вкл./выкл. светильника

■ Светильник SWIDELLA LED, 33 000 люкс

■ Держатель монитора

■ Стул врача

■ Стул ассистента

■ Пылесос и сплюснотос эжекторного типа (опция)

■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)

■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)

■ Система визуализации: интраоральная камера, монитор (опция)

Стоматологическая
установка
SV-30

Технические характеристики и оборудование	SV-10	SV-20	SV-20
Блок врача			
Модуль с 4-х канальным шлангом стандарта midwest (1 шт.)	*	*	*
Блок и шланг с фиброоптической стандарта midwest (1 шт.)	*	*	*
Модуль со шлангом стандарта midwest для подключения пневматического микромотора	*	*	0
Электромотор	0	0	*
Встроенный пьезоэлектрический скалер	*	*	*
Пистолет вода/ воздух	*	*	*
Пневматическая система контроля выбора инструмента	*	—	—
Электронная автоматическая система инициализации контроля выбора инструмента	—	*	*
Негатоскоп	*	*	*
Система анти-всасывания для турбинных наконечников	—	*	*
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного	—	*	*
Манометр рабочего давления	*	*	*
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с нижней подачей	*	*	*
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с верхней подачей	*	*	*
Силиконовая автоклавируемая накладка под инструменты (на блоке с верхней подачей инструментов)	*	*	*
Пневматический кнопочный фиксатор блока врача в рабочем положении	*	*	*
Мембранная панель управления	*	—	—
Сенсорная панель управления	—	*	*
Блок ассистента			
Пистолет вода/ воздух	*	*	*
Система аспирации эжекторного типа	*	*	0
Система аспирации вакуумного типа	0	0	0
Встроенная система для подключения вакуумной помпы	0	0	*
Мембранная панель управления	*	—	—
Сенсорная панель управления	—	*	*
Кресло			
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений	*	*	*
Система аварийной остановки движения кресла при столкновении с препятствием	*	*	*
Артикуляционный подголовник (взрослый и детский прием)	*	*	*
Комплект подлокотников (левый и правый)	*	*	*
Синхронное движение спинки кресла и сиденья	—	—	*
Высококачественная итальянская обивка	0	0	*
Гидроблок			
Гидравлическая и пневматическая автоматика ASCO	0	0	*
Поворотный совмещенный с креслом пациента	*	*	*
Система автоматического наполнения водой стакана и омыва плевательницы	*	*	*
Бойлер для подогрева воды	*	*	*
Автономная подача воды на инструменты	*	*	*
Система дистиллированной воды	*	*	*
Система дезинфекции инструментов и шлангов	*	*	*
Многofункциональная педаль управления	*	*	*
Керамическая поворотная съёмная плевательница с возможностью автоклавирувания	*	*	*
Светильник			
Бестеневой, светодиодный, 6 500-33 000 люкс	0	*	*
Бестеневой, галогенный 25 000 люкс	*	0	0
Прочее			
Держатель монитора	*	*	*
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)	0	0	*
Стул врача	*	*	*
Стул ассистента	*	*	*
Итальянская обивка на стул врача и стул ассистента	0	0	*
Коммуникационный бокс	*	0	0

- * Входит в комплектацию
- 0 дополнительная опция, возможно дооснащение при размещении предварительного заказа
- Не входит в комплектацию

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, цветовое оформление моделей и элементов комплектации, произведенных и описанных в данной публикации, в любое время. Без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении.

Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта.

Любые функции/элементы, обозначенные в данной инструкции как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации.

Все сочетания моделей и цветов доступны при условии фактического наличия. За актуальной информацией обращайтесь к менеджерам компании Unident.



UNIDENT

эксклюзивный дистрибьютор продукции Swidella в России

Тел. +7 (495) 434-1027 | Горячая линия для клиентов +7 (965) 434-2962

www.unident.ru | www.unident-online.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net